

## Lökosit ve Eritrosit Pipeti, Cam

Thoma lökosit ve eritrosit pipetleri, beyaz arka fona ve mavi taksimatlandırmaya sahiptir. A kalite olup, tolerans  $\pm$  %3'tür.

Katalog No	Ürün Adı	Dilasyon Oranı	Ambalaj / Adet
C326400	Lökosit Pipeti (beyaz boncuklu), ince uçlu	1:10	10
C326500	Eritrosit Pipeti (kırmızı boncuklu), ince uçlu		



## Hemoglobin Pipeti, Sahli

Hacim 20  $\mu$ L, beyaz arka fonlu ve mavi taksimatlı.

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C326635	İnce uçlu Standart	25



## Pipetler için Ağzılık ve Hortum

Lökosit, eritrosit ve hemoglobin pipetlerinde kullanıma uygun olan hortum şeffaf silikondur. Ağzılık ise PS plastiktendir ve iki farklı renk seçeneğine sahiptir.

### Set

Katalog No	İçerik	Ambalaj / Adet
C404040		50



### Ağzılık

Katalog No	Renk	Ambalaj / Adet
C583300	Beyaz	100
C583400		

## Hemositometre

Plastik kutuda olan set; 1 adet sayım lamı ve 2 adet lamel, 1'er adet eritrosit ve lökosit pipeti, 16 cm uzunluğunda beyaz ve kırmızı ağzılıklı 2 adet silikon hortumdan oluşmaktadır.

Katalog No	Tip	Derinlik (mm) (tol. $\pm$ %2)	Özellik
C962010	Naubauer-improved	0.1	Standart
C962030			Aynalı
C962410	Fuchs-Rosenthal	0.2	Standart
C962430			Aynalı



## Hemoglobinetre, Sahli



Kandaki hemoglobin miktarını kolorimetrik olarak ölçen pratik bir sistemdir. Analiz sonucunda oluşacak renk yoğunluğu kandaki hemoglobin miktarı ile orantılıdır. Karton kutu içerisindeki ölçüm seti; 2 farklı renkte opal camlı PS plastik taban, karşılaştırma tüpü, 20 µL'lik bir hemoglobin pipeti, yaklaşık 16 cm uzunluğunda silikon hortum ve beyaz ağızlık, damlatma pipeti ve puarı,

Katalog No	Ürün Adı
C324300	

## Hemoglobin Tüpü, Cam



Soda lime cam, dibi yuvarlak, dudaklı ve sarı/kırmızı renkli çift skalalı. Tüp skalası sadece Sahli modeli Hemoglobinetre ile kullanım için ayarlanmıştır.

Katalog No	Ürün Adı
C324400	Hemoglobin tüpü

## İlaç Kadehi



· Taksimatlı

Katalog No	Özellik	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C420700	Cam	25	5
C109504	PP, Şeffaf		
C109508	PP, Yeşil		
C109509	PP, Kırmızı	30	75
C109510	PP, Mavi		
C109511	PP, Sarı		
C109507	PP Kapak		250

## İlaç Kutusu



Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C111192	7 Günlük	1
C111213	4 Bölmeli	

## Lanset, Paslanmaz Çelik

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C730200	Tek kullanımlık, steril	200
C111103	Alerji için, steril	



## Otomatik Lanset

- Tek kullanımlık, gövdenin içinde kalan uç gama sterildir
- Yaralanma ve enfeksiyonu önler, güvenli kullanım içindir
- Hızlı bir şekilde ağrısız penetrasyon işlemi gerçekleşir
- 98/79 / EC IVD direktifine göre vücut dışı tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine uygundur



Katalog No	Gösterge Boyutu / Penetrasyon Derinliği	Renk	Kullanım Alanı	Ambalaj / Adet
C730800	18G / 1.8 mm bıçak	Yeşil	Bebek ve yenidoğan, topuktan	
C730801	28G / 1.8 mm iğne	Mor	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri	
C730802	26G / 1.8 mm iğne	Sarı	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri	
C730803	26G / 2.4 mm iğne	Mavi	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri, erişkin ciltler için	100
C730804	21G / 1.8 mm iğne	Turuncu	Hemoglobin (kan bankaları), kolesterol, pıhtılaşma, kan gazı ve diğer tanı testleri. Pediatri ve erişkin ciltler için.	
C730805	21G / 2.4 mm iğne	Pembe	Hemoglobin (kan bankaları), kolesterol, pıhtılaşma, kan gazı ve erişkin ciltler için diğer tanısal testler.	

## Alkol Swab, Enjeksiyon için (Alkollü Mendil)

Enjeksiyon bölgesinin temizlenmesi için %70'lik izopropil alkol emdirilmiş temizleme mendilleri. Tek tek ambalajlı, non-steril.

Katalog No	Ebat (cm)	Ambalaj / Adet
C131897		100



## Turnike

Elastik bant gevşetilmeden açılmayı önleyici 2 aşamalı bir güvenlik sistemine sahiptir. Yandaki butonları elastik bant gergin olduğu süre sabittir.

Katalog No	Tip	Model	Ambalaj / Adet
C111106		Jetpull ultimate	1
C111107	Pediyatrik		
C111108		Jetpull pro	



## Erime Noktası Tayin Pipeti, Cam



### İki Ucu Açık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C293001	70	1.20	0.90	100
C293003		0.60	0.42	
C293004	80	0.80	0.56	
C293005		1.00	0.80	
C293007		1.50	1.20	
C293008	100	1.00	0.80	
		1.55	1.15	

### Bir Ucu Açık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C294002	75	2.00	1.50	50
C294005		1.00	0.80	100
C294006	80	1.30	1.00	
C294011		1.40	1.00	
C294007		1.50	1.20	
C294008	100	1.00	0.80	
C294009		1.20	0.90	
		1.55	1.15	

## Kapiler Pipet, Cam



Tek kullanımlık mikro pipetler  $29 \pm 1$  mm uzunluğundadır.

### Heparinsiz

Katalog No	Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C291009	10	100 x 10
	20	

### Sodyum-heparinli (80 iu/ml)

Katalog No	Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C291109	10	100 x 10
	20	

## Mikro Pipet, Cam



- Tek kullanımlık mikro pipetler yaklaşık 125 mm uzunluğunda, heparinsiz ve 5 µL'de dairesel işaretlidir.
- DIN ISO 7550 standartlarına uygundur.

Katalog No	Taksimat (µL)	Ambalaj / Adet
C292007	1 + 2 + 3 + 4 + 5	250
C292009	10	
C292010	20	
C292015	50	
C292016	100	
C292017	200	

## Mikro Pipetleme Cihazı

Hacmi 1 $\mu$ L'den 200  $\mu$ L'ye kadar olan mikropipetler, lökosit eritrosit pipetleri ve kapasitesi 1mL'ye kadar olan diğer pipetler ile kullanıma uygundur. 121°C'ye kadar otoklavlanabilir.

Katalog No	Ürün Adı
C296008	



## Hematokrit Tüpü, Cam

### Heparinsiz

Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Hacim ( $\mu$ L)	Ambalaj / Adet
C290000	1.5 - 1.6	1.1 - 1.2	75	100 x10
C290001	1.3 - 1.4	0.9 - 1.0		

### Sodyum-heparinli (80 iu/ml)

Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Hacim ( $\mu$ L)	Ambalaj / Adet
C290100	1.5 - 1.6	1.1 - 1.2	75	100 x10
C290101	1.3 - 1.4	0.9 - 1.0	60	
C290102	1.5 - 1.6	0.5 - 0.6		



## Hematokrit Macunu

Hematokrit tüplerin uçlarını kapatmaya uygun macun plakaları 1'den 48'e kadar numaralandırılmıştır.

Katalog No	Ürün Adı	Ambalaj / Adet
C296009	Hematokrit macunu 48 sıralı	



## Hematokrit Tüpü, Wintrobe modeli

Soda lime cam, dibi yuvarlak, dudaksız, kırmızı/beyaz renkli çift skalalı, 105 mm uzunluk, taksimatlı.

Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)
C323000	6.5	



## Damlalık Pipeti, Cam

Sodalime cam, düz uçlu, dudaklı, puarsız.

Katalog No	Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Ambalaj / Adet
C401020	75	6 / 7	100
C401070	150	7 / 8	200
C590202	Puar, damlalık pipeti için, kırmızı kauçuk		10



## Kan Gazı için Kapiler Tüp, Cam



Tek kullanımlık sodyum-heparinli (80 iu/mL) kapiler tüplerin uzunluk toleransı  $\pm 1$  mm ve çap toleransı  $\pm 0.05$  mm'dir.


Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	Min. Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C295100	75		130.0	1000
C295101	100	2.3	175.0	
C295102	125		220.0	250
C295105		1.75		

## Karıştırıcı ve Kapak, Kan Gazı Kapiler Tüpler için



### Karıştırıcı, Esnek Çelik

Katalog No	Uzunluk (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C296012		1.75	
C296013	9 ± 1	2.3	250



### Kapak, Beyaz Kauçuk

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C296014	1.75	1000
	2.3	500

## Kan Sedim Pipeti, Westergren Modeli

Şeffaf cam, 300 mm uzunluk, 0 - 200 mm arası beyaz taksimatlı.



Katalog No	Kullanım	Ambalaj / Adet
C301010	Makro metot için	50
C324262	Mikro metot için	24

## Sedim Standı, Westergren modeli




Hızlı metot için, paslanmaz çelik, karıştırma tüpü ve kauçuk kapaklı, pipetsiz.

Katalog No	Test Sayısı
C323258	3
C323260	6
C323261	10

## Kan Grubu Tayin Plağı ve Bağeti, Plastik PS

Katalog No	Ürün Adı	Ambalaj / Adet
L120610	Kan grubu tayin plağı, 10'lu	1
L120110	Kan grubu tayin plağı, 4'lü	500
L132010		



## Kan Karıştırma Çubuğu, Plastik PS

Kan pıhtısını çözmek ve ayırmak için bir ucu düz, bir ucu çengel şeklinde çubuk.

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L131010	4.5 x 159	500



## Eritrosit Sedimentasyon Oranı Sistemi (ESR), Sediplast®

Patentli LP Sediplast® ESR Sistemi küçük ebatları ve kolay kullanımı ile pratiklik ve zamandan tasarruf sağlar. Analiz için 0.2 mL sodyum sitrat içeren test tüpü 0.8 mL kan ile işaretli yere kadar doldurulur. 5 ya da 6 kez yavaşça karıştırılır ve pipet delinebilir kapağın üzerinden itilerek dikkatlice tüpün içerisine sokulur. Pipet ile test tüpünün tabanı arasında sabit temasın sağlanması gerekir. Sediplast® ESR Sistem sadece 0.8 mL kan ile çalıştığı için küçük çocuklar üzerinde yapılan testler için de uygundur.

ESR Sediplast® pipetleri ICHS'ye uygun olarak oldukça titiz spesifikasyonlar altında üretilmiştir.

Pipet Uzunluğu : 200 mm  
 İç çap : 2.5 ± 0.15 mm  
 Çap toleransı : ±0.05 mm  
 Taksimatlandırma : 0-150 ± 0.35 mm



Eritrosit Sedimentasyon Oranı Sistemi (ESR), Sediplast®

Katalog No	Ürün Adı	Antikoagülan	Kapak	Etiket	Ambalaj / Adet
L244173		+	+	+	
L244177	Sedim tüpü ve pipeti	+	+	-	250
L244570		-	-	-	
L184010	Rack, Sediplast® 10'lu				1