

Lam Gönderme Kabı, Plastik

Oval

- Kapaklı oval kutu, 2 adet lam için.
-

Katalog No	Özellik	Materyal	Renk	Ambalaj / Adet
C106303	Hava Delikli	PE	Beyaz	50
C560066			Mavi	100
C560065		PS	Beyaz	



Silindirik

Katalog No	Ebat (mm)	Materyal	Ambalaj / Adet
L290400	Ø48 x 86		1



Lam Taşıma Kabı, Plastik

Düz, PP

Üç farklı boyda, üç farklı sayıda lam taşımaya uygun ince kutu.

Katalog No	Ebat (mm)	Lam Kapasitesi	Ambalaj / Adet
L290405	45 x 95	1	1
L290406	73 x 85	2	
L290407		3	



Modüler, Koruyucu Pedli, PP

Katalog No	Ebat (mm)	Lam Kapasitesi	Ambalaj / Adet
L190440	85 x 32 x 13		5



Lam Saklama Kutusu



Plastik, PS

76 x 26 mm ebadında lamlara uygun, üst üste konulabilir, toz geçirmez kapaklı, lam yerleri numaralandırılmış ve ayrı bir indeks kartı içeren kutu.

Katalog No	Ebat (mm)	Lam Kapasitesi	Özellik
C562020	97 x 83 x 39	25	Gri
C562023	170 x 82 x 30	50	



Ekonomik, PS

Katalog No	Ebat (mm)	Lam Kapasitesi	Özellik
L192590	89 x 33 x 103	25	Modüler
L195090	89 x 33 x 208	50	
L199990		100	



Renkli, PS

- Üç farklı boyut
- Darbeye son derece dayanıklı polistirenden yapılmıştır
- Kapak üzerinde tanımlayıcı kart bölümü bulunmaktadır

Katalog No	Lam Kapasitesi	Renk	Ebat (mm)
E481013	25	Beyaz	125 x 95 x 35
E481010		Mavi	
E481011		Yeşil	
E481012		Kırmızı	
E481023	50	Beyaz	230 x 95 x 35
E481020		Mavi	
E481021		Yeşil	
E481022		Kırmızı	
E481033	100	Beyaz	230 x 185 x 35
E481030		Mavi	
E481031		Yeşil	
E481032		Kırmızı	

Tahta

76 x 26 mm ebadında lamlara uygun, dışı siyah karton kaplı, lam yerleri numaralandırılmış ve kapak içi indeks kartlı kutu.

Katalog No	Ebat (mm)	Lam Kapasitesi
C600305	100 x 85 x 35	12
C600308	150 x 100 x 35	25
C600309	270 x 100 x 35	50
C600310		100



Lam Teşhir/Kurutma Levhası, Plastik (Mape)

Plastik. PS

- Standart mikroskopi lamı içindir
- Kolay tanımlama için numaralandırılmış yatay alanlara sahiptir
-

Katalog No	Ebat (mm)	Lam Kapasitesi
L191010	100 x 340	10
L192010	200 x 340	20
L194010	400 x 340	40



Plastik. ABS/SAN

Katalog No	Lam Kapasitesi	Renk	Ebat (mm)
E481063	20	Beyaz	29 x 19 x 15
E481060		Mavi	
E481061		Yeşil	
E481062		Gri	
E481064			



Lam Kurutma Levhası



Materyal: ABS

Katalog No	Lam Kapasitesi	Renk	Ebat (mm)
E483013		Beyaz	
E483010		Mavi	
E483011	100 / 200	Yeşil	230 x 75 x 25
E483012		Pembe	
E483014		Sarı	

Materyal: ABS/SAN

- 100 Lamlik numaralandırılmış çıkarılabilir spor
- Lamlar arasındaki boşluklar lamları kolayca yerleştirip çıkarmaya olanak sağlar
- Saydam kapak ile kapatılır
- Alanlar iki lam için tasarlanmıştır, gerektiğinde depolama sayısı 200 lama çıkartılabilir

Katalog No	Lam Kapasitesi	Renk	Ebat (mm)
E483003		Beyaz	
E483000		Mavi	
E483001	100	Yeşil	240 x 85 x 95
E483002		Pembe	
E483004		Sarı	

Boyama Kutusu, Natürel



Materyal: Kutu PP-PMP / Kapak PP/Tıkaç LDPE

- Elektroforez jelleri ve membranlarının boyanması ve saklanması için idealdir
- Kutu içindeki tıkaç Sıvı drenaj kolaylığı sağlar

Katalog No	Ebat (mm)	Kutu Materyali
E482020	125 x 125 x 50	PP
E482060	225 x 225 x 50	
E482030	125 x 125 x 50	PMP
E482070	225 x 225 x 50	

Boyama Kutusu, Amber



Materyal: Kutu PP/ Kapak PP/Tıkaç LDPE

- Işığa duyarlı uygulamalar için idealdir

Katalog No	Ebat (mm)
E482080	125 x 125 x 50
	225 x 225 x 50

Preparat Kutusu, Karton

Munich Modeli

- 3 bölmelidir, her bir bölme yaklaşık 78 x 220 mm ebadındadır ve bu her bölme 8'er adet 76 x 26 mm ebadında lam alır.

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C600313	260 x 235 x 8	10



Kapaklı, 2 Lamalık

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C600100	100 x 80 x 6	25



Kapaklı, Ciltlenmiş

- Ön yüzünde indeks kısmı vardır
- Bölmeler lamaların kolaylıkla çıkarılmasına olanak sağlar

Katalog No	Lam Sayısı (Adet)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C600200	2	100 x 80 x 6	25
C600202	5	185 x 100 x 6	
C600203	6	210 x 100 x 6	10
C600204	10	340 x 103 x 6	
C600207	20	340 x 205 x 6	5



Numaralandırılmış, 20 Lamalık

- Her bir bölme numaralandırılmıştır
-

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C600007	340 x 205 x 5	1

