

Mezür, Cam

- Isıya dayanıklı borosilikat 3.3 camdan DIN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiştir
- Mükemmel kimyasal direnç
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Otoklavlanabilir
- Kalibre edilmiştir
- Çaga şeklindeki ağız yapısı ile mükemmel sıvı aktarımı sağlar
- Altıgen tabanlı
- Mavi taksimat çoğu asit ve alkalin çözeltisine karşı dayanıklıdır
- Amber taksimat cam yüzeyine nüfuz eder ve bu nedenle mavi, taksimata göre daha dayanıklıdır



B Sınıfı, Uzun Form, Amber Renk Taksimatlı

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Yükseklik (mm)
C210300	5	0.1	115
C210330	10	0.2	140
C210340	25	0.5	170
C210360	50	1	200
C210380	100	2	260
C210410	250	5	335
C210440	500	10	390
C210460	1000	20	470
C210480	2000	40	570



A Sınıfı, Uzun Form, Mavi Renk Taksimatlı

Katalog No	Sertifikalı	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Yükseklik (mm)
C210521	C216022	10	0.2	140
C210541	C216042	25	0.5	170
C210561	C216062	50	1	200
C210581	C216082	100	2	260
C210611	C216112	250	5	335
C210641	C216142	500	10	390
C210661	C216162	1000	20	470
C210681	C216182	2000	40	570



Karıştırma için, B Sınıfı, Uzun Form, Mavi Renk Taksimatlı, Kapaklı

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Şilif (NS)
C220610	10	0.2	10/19
C220620	25	0.5	14/23
C220630	50	1	19/26
C220640	100	2	24/29
C220650	250	5	29/32
C220660	500	10	34/35
C220670	1000	20	45/40

Mezür, Plastik, PP, B Sınıfı

Materyal: PP, US FDA 21 CFR onaylı, Otoklavlanabilir

- DIN 12681/ISO6706 standartlarına uygun olarak üretilmiştir
- Altıgen taban yapısına sahiptir
- Daha iyi okuma yapmak için gövde üzerindeki yazı, işaretler ve taksimatlar tam tur kabartmalıdır

Katalog No	Hacim (mL)
E345010	10
E345020	25
E345030	50
E345040	100
E345050	250
E345060	500
E345070	1000
E345080	2000



Mezür, Plastik, PMP (TPX), B Sınıfı

Materyal: PMP (TPX), US FDA 21 CFR onaylı, Otoklavlanabilir

- DIN 12681/ISO6706 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Altıgen taban yapısına sahiptir.
- Daha iyi okuma yapmak için gövde üzerindeki yazı, işaretler ve taksimatlar tam tur kabartmalıdır

Katalog No	Hacim (mL)
E346010	10
E346020	25
E346030	50
E346040	100
E346050	250
E346060	500
E346070	1000
E346080	2000




Mezür, Plastik, PMP (TPX), A Sınıfı

Materyal: PMP (TPX), US FDA 21 CFR onaylı, Otoklavlanabilir

- Cövde üzerindeki tam tur taksimat DIN 12681 Sınıf A doğruluğunda oluşturulmuştur, her ürünün kalibrasyon doğruluğu yapılmıştır
- Lot bazında kalibrasyon sretifikası verilmektedir

Katalog No	Hacim (mL)
E343010	10
E343020	25
E343030	50
E343040	100
E343050	250
E343060	500
E343070	1000
E343080	2000



Mezür, Plastik



Plastik PP, Mat, Uzun Form

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ebat (mm)
L290119	10	1 / 5	Ø16 x 140
L290120	25	1 / 2	Ø21 x 169
L290121	50	1 / 1	Ø28 x 199
L290122	100		Ø34 x 260
L290123	250	2 / 1	Ø47 x 315
L290124	500	5 / 1	Ø61 x 350
L290125	1000	10 / 1	Ø76 x 415
L290126	2000	20 / 1	Ø97 x 482



Plastik PP, Mat, Kısa Form

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ebat (mm)
L291420	25	5 / 1	Ø22 x 122
L291421	50	10 / 1	Ø27 x 142
L291422	100	20 / 1	Ø37 x 163
L291423	250	50 / 1	Ø51 x 192
L291424	500	100 / 1	Ø67 x 218
L291425	1000	200 / 1	Ø78 x 285



Plastik Taban, PE, Mezür için

Katalog No	Uygun Mezür (mL)	Renk	Ambalaj / Adet
C581510	10	Mavi	
C581511	25	Yeşil	20
C581512	50	Kırmızı	
C581513	100	Turuncu	
C581514	250	Sarı	10
C581515	500	Açık Mavi	
C581516	1000	Eflatun	



Mezür Fırçası

Katalog No	Uzunluk (mm)	Fırça: uzunluk x Ø (mm)
C625025		100 x 20
C625027	520	100 x 40
C625028		100 x 60