

Poşet PE, Steril, Metal Kilitli, Whirl-Pak®



- PE, Steril, Metal Kilitli
- Süt, gıda ve toz örnekler için idealdir
- Steril ve sızdırmazdır
- Polietilenden yapılmıştır, katı veya sıvı örneklerinizi laboratuvara taşımak için tasarlanmıştır
- Poşetler etilen oksit gazı ile sterilize edilmiştir
- Tek kullanımlıktır
- Cam şişelerin aksine, kırılmaz özelliği sayesinde; daha güvenli kullanım alanı sağlar
- Poşetler 180° F (82 °C) üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Kalınlık (µm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C113760	118	75 x 185	57		
C113761	207	95 x 180			
C113762	384	130 x 190	76		
C113763	532	115 x 230	64		
C113764	710	150 x 230			500
C113765	1065	125 x 380	76		
C113766	2041	190 x 380			
C131769	29	65 x 125	57		
C131759	1627	190 x 300		Yazım Alanlı	
C131776	5441	380 x 508	102		100
C131768	710	150 x 230			
C131711	1627	190 x 300		Filtreli, homojenizatör poşeti	250
C131767	532	115 x 230	64		100

Kilitli Numune Taşıma Poşeti, PE



Poşet ebadı 150 x 170 mm, ayrıca 150 x 230 mm ebadında evrak koyma gözüne sahiptir.

Katalog No	Renk	Ambalaj / Adet
L172030	Turuncu	200
L172031	Kırmızı	
L172033	Sarı	2000
L172034	Yeşil	
L172037	Gri	
L172035	Mavi	200

Stomacher Poşeti, PE

- Yüksek mekanik dirence sahip poşetler homojenizasyon uygulamalarına yöneliktir
- Steril ve dört farklı boya sahip poşetlerin filtreli ve filtresiz çeşidi mevcuttur

Katalog No	Ebat (mm)	Hacim (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
L173538	110 x 155	100		
L174538	180 x 310	400		50
L175538	380 x 580	3500		
P122025	190 x 300	400		500 (25x20)



Otoklav Poşeti

Naylon, 141°C'ye Kadar Dayanımlı

Katalog No	Ebat (mm)	Kalınlık (µm)	Ambalaj / Adet
L130190	300 x 660		
L132190	360 x 460		
L134190	400 x 650	85	50
L135190	600 x 760		



Polipropilen, 121°C'ye Kadar Dayanımlı

Katalog No	Ebat (mm)	Kalınlık (µm)	Ambalaj / Adet
L130130	300 x 660		
L131130	360 x 760		
L132130	360 x 460	40	50
L134130	400 x 650		
L135130	600 x 760		



PP, 141°C'ye kadar dayanıklı

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
N620220	300 x 660	
N620225	360 x 760	
N620230	360 x 460	50
N620235	400 x 650	
N620240	600 x 760	