

Piset Başlığı, LDPE



Materyal: LDPE

- DIN 168 standardına uygundur

Katalog No	DIN Std.	Ebat (mm)
L292235	GL 18	Ø13
L292236	GL 25	Ø19
L292237	GL 28	Ø22

Damlalık Şişe, LDPE/PP



Materyal: Şişe LDPE / Kapak PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Tek seferde bir damla damlatmak için tek el ile kolay kullanım sağlar
- Sızdırmaz

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)
E620030	15	0.5	20
E620040	30	1	20
E620050	60	2	20
E620060	125	4	24
E620070	250	8	24

Damlalık Şişe, LDPE



Materyal: Şişe LDPE

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L290260	100	Ø45 x 180
L290261	250	Ø60 x 220
L290262	500	Ø75 x 250
L290263	1000	Ø95 x 300

Damlalık, Teflon PTFE



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L295510	25	Ø33 x 80
L295511	50	Ø43 x 100

Damlalık Şişe, HDPE

Materyal: Şişe HDPE

- Yuvarlak, Damlalık uç ve ilave koruyucu kapak / Sızdırmaz / Yarı mat
- Dayanıklı ve ergonomik
- Yapıştırıcı ve diğer pek çok ürün için uygundur
- Şişeler kapaksız teslim edilir
- Ayrıca kapak sipariş edilmelidir

Uygulama Alanları: Ambalajlama / Sıvı transferi/ Damlatma

Katalog No	Hacim (mL)	Ağız Çapı	Kapak Çapı	Ebat (mm)
K299529	10	12.7	18	24 x 50
K292676	25			31.3 x 64.5
K281015	50			40 x 77



Damlalık uç ve Koruyucu Kapak, HDPE

Katalog No	Hacim (mL)	Kapak Çapı
K283700	10 / 25 / 50	18

Damlalık Kapağı, Plastik LDPE

Katalog No	DIN Std
L292230	GL 18
L292231	GL 25
L292232	GL 28



Sprey Şişesi

Sprey Şişesi, PE, Dar Boyunlu

- Kırılmaya dayanıklı şeffaf polietilenden üretilmiştir
- Şişeler başlıksız teslim edilir. Başlık alternatiflerinden size uygun olanı seçiniz

Katalog No	Hacim (mL)	DIN Standartı	Şişe çap (mm)	Yükseklik (mm)	Ağız iç çap (mm)
C541307	250	GL 25	60	138	18
C541308	500		75	169	
C541309	1000	GL 28	95	212	21
C541310	2000		120	260	



Ayarlanabilir Sprey Başlığı

Katalog No	Hacim (mL)	DIN Standartı
C542820	250 mL ve 500 mL şişeler için	GL 25
C542821	1000 mL ve 2000 mL şişeler için	GL 28