

Tüp Kapağı, Alüminyum, Kapsenberg

16/18 mm çapındaki tüplere uygun alüminyum tüp kapağı.

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Özellik	Renk	Ambalaj / Adet
C108902	15 / 16	Tutacaklı	Gümüş	5
C108904	17 / 18			
C660109	15 / 16			
C108903	17 / 18			



Tüp Kapağı, Alüminyum, Labocap

Tutacaksız alüminyum tüp kapağı.

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Renk	Ambalaj / Adet
C661005	12 / 13	Gümüş	5
C661008	15 / 16		
C661110	17 / 18		
C661105	12 / 13		
C661108	15 / 16	Mavi	5
C661111	17 / 18		
C661205	12 / 13	Kırmızı	5
C661208	15 / 16		
C661211	17 / 18		
C661211	17 / 18		



Uyarı: Alüminyum tüp kapaklarının temizlenmesi sırasında kesinlikle kimyasal bir madde kullanılmamalıdır. Temizleme işlemi yalnızca su ile

Tüp Kapağı, İçten Geçme, Yivli, Plastik PE

Üniversal, farklı marka plastik test tüplerine uygun kapaklar. 1000'lik poşette.

Ø16 mm Tüplere Uygun

Katalog No	Renk
L117130	Natürel
L117131	Kırmızı
L117132	Beyaz
L117133	Sarı
L117134	Yeşil
L117136	Mavi

Ø11-13 mm Tüplere Uygun

Katalog No	Renk
L119130	Natürel
L119131	Kırmızı
L119132	Beyaz
L119133	Sarı
L119134	Yeşil
L119136	Mavi



Tüp Kapağı, İçten Geçme, Plastik PE

242-244 sayfalarındaki LP marka plastik test tüplerine uygun kapaklar.

Ø16 mm Tüplere Uygun, 250'lik Poşette

Katalog No	Renk
L116131	Kırmızı
L116132	Beyaz
L116133	Sarı
L116134	Yeşil
L116135	Açık Mavi
L116136	Koyu Mavi

Ø12 mm Tüplere Uygun, 500'lük Poşette

Katalog No	Renk
L118131	Kırmızı
L118132	Beyaz
L118133	Sarı
L118134	Yeşil
L118135	Açık Mavi
L118136	Koyu Mavi



Tüp Kapağı, İçten Geçme, Plastik



Dudaksız tüplere kullanıma uygun, tüp ağzını ve kapağın içe geçen kısmını kapatan dizaynı ile olası kontaminasyon riskini azaltan kapak.

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Renk	Ambalaj / Adet
N403101	12	Mavi	1000
N403103		Gri	
N403104		Kırmızı	
N403102		Yeşil	

Tüp Kapağı, Özel Ölçülerde, Plastik PE



Yüksek kimyasal dirençli, otoklavlanabilir tüplere uygun özel ölçülü kapaklar.

Katalog No	İç Ø (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Ambalaj / Adet
L290350	10.5	12	25
L290351	14	16	
L290353	16	18	
L290354	18	20	
L290355	22	24	
L290356	28	30	
L290357	33	35	
L290358	38	40	
L290359	43	45	
L290360	48	50	

Parafilm® "M"



Poliolefin ve parafinden yapılmış olan Parafilm "M", 7 °C ile 32 °C sıcaklık arasında ve %50 nemli ortamda en az üç yıl bozulmadan saklanabilir.

Katalog No	Ebat (m) x (cm)	Ebat (inç)
C740310	38 x 10	125 x 4
C740705	75 x 5	250 x 2
C740710	75 x 10	250 x 4
C740150	15 x 50	50 x 20

Dispenser, Parafilm® M için



- Şeffaf akrilikten üretilmiştir
- İçine 10 cm'lik bir rulo parafilm veya 5 cm'lik iki parafilm alır.


Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C741889	120 x 160 x 170	1

Tüp / Erlen Kapağı, Kağıt, Steristoppers®

Özellikle mikrobiyolojik çalışmalara yönelik geliştirilmiş kağıt tıplar Avrupa ülkelerindeki bir çok mikrobiyolojik laboratuvarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikrobiyal örnek veya hücre kültürleri içeren tüp ve erlenmayerlerin mükemmel bir şekilde kapatılmasını sağlar. Parçalanmaz sıkı yapısı, düşük maliyeti ve otoklavlanabilir özelliği ile yaygın olarak tercih edilen tıplar, ayrıca laboratuvar çalışanları için de pratik bir çözümdür.



Katalog No	Özellik	Ebat No	Tüp /Erlen İç Çapı (mm)	Ambalaj / Adet
C201200		No:12	11.5-13.5	
C201400	Tüp Kapağı	No:14	13.0-14.5	100
C201600		No:16	16.5-18.0	
C101703		No:27	27-32.5	
C101225		No:32PD	30-32.5	50
C101402		No:34	33.5-36.5	
C101701	Erlen Kapağı	No:37	37.5-41.5	10
C101003		No:40P	42-46.5	
C101505		No:45P	47-48	5
C101921		No:48	46-50	



Not: 200'e yakın Steristoppers® kağıt kapak çeşidi mevcuttur. Listenin tümüne ulaşmak için Steristoppers® broşürünü isteyiniz.

Tüm kağıt tıplar;

- 200 °C'ye kadar sterilize edilebilir
- Hava geçişine izin verir
- Tek kullanımlıktır
- Düşük maliyetlidir
- İş gücünü azaltır
- Ekonomiktir
- Sıkı bir kapatma sağlar