


Tüp Sporu, "S" Şekli, Plastik ABS



"S" şekilli tüp sporu genellikle standart sporların işgal ettiği alanın %55'i kadar yer kaplayacak şekilde dizayn edilmiştir. Kolon ve satırlarda yer alan harf ve rakamlar numunelerin daha kolay tanımlanmasını sağlar.

Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı	Renk
L183082	225 x 114 x 60	21	32	Beyaz
L183083				Sarı
L183084				Yeşil
L183085				Pembe
L183086				Mavi
L184082				Beyaz
L184083	Sarı	17	50	Yeşil
L184084	Pembe			
L184085	Mavi			
L184086	Beyaz			
L185082	Sarı			
L185083	Yeşil			
L185084	180 x 94 x 50	13	13	Pembe
L185085				Mavi
L185086				

Tüp Sporu, Kare Delikli, Plastik



Acetal resinden üretilmiş olan tüp sporu 121 °C'ye kadar dayanıklı olup otoklavlanabilmektedir. Su banyosunda yüzmez, bu da termostatik sıvının devamlı sirkülasyonuna olanak sağlar.

Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı	Renk
L187082	246 x 101 x 70	21	40	Beyaz
L187083				Sarı
L187084				Yeşil
L187085				Pembe
L187086				Mavi
L188082				Beyaz
L188083	Sarı	17	60	Yeşil
L188084	Pembe			
L188085	Mavi			
L188086	Beyaz			
L189082	Sarı			
L189083	Yeşil			
L189084	180 x 94 x 50	13	90	Pembe
L189085				Mavi
L189086				

Tüp Sporu, Plastik PP



Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı
L180042	243 x 126 x 64	30	18

Test Tüpü Sporu, POLYWIRE™

Materyal: Ekstra güçlendirilmiş naylon- Otoklavlanabilir

- Tek parça halinde kalıplanmış ve 3 katmanlı ızgara tasarımı vardır
- İyi termal ve kimyasal dirence sahiptir ve aynı zamanda su banyosunda paslanmaz ve yüzmez
- Etiketleme alanı
- 7 farklı renk mevcut



Katalog No	Tüp (mm)	Renk	Ebat (mm)	Delik Sayısı
E202115	13	Beyaz	200 x 102 x 57	72 / 6 x 12
E202110		Mavi		
E202111		Yeşil		
E202112		Magenta		
E202113		Turuncu		
E202114		Kırmızı		
E202116		Sarı		
E202125	16	Beyaz	248 x 127 x 70	72 / 6 x 12
E202120		Mavi		
E202121		Yeşil		
E202122		Magenta		
E202123		Turuncu		
E202124		Kırmızı		
E202126		Sarı		
E202135	20	Beyaz	250 x 102 x 83	40 / 4 x 10
E202130		Mavi		
E202131		Yeşil		
E202132		Magenta		
E202133		Turuncu		
E202134		Kırmızı		
E202136		Sarı		
E202145	25	Beyaz	300 x 121 x 92	
E202140		Mavi		
E202141		Yeşil		
E202142		Magenta		
E202143		Turuncu		
E202144		Kırmızı		
E202146		Sarı		
E202155	30	Beyaz	83 x 108 x 83	24 / 3 x 8
E202150		Mavi		
E202151		Yeşil		
E202152		Magenta		
E202153		Turuncu		
E202154		Kırmızı		
E202156		Sarı		

Mini Test Tüpü Sporu, POLYWIRE™



Materyal: Ekstra güçlendirilmiş naylon- Otoklavlanabilir

- Buz tepsisine ve su banyolarına kolayca sığarlar.
- Daha fazla alan verimi sağlar

Katalog No	Tüp (mm)	Renk	Ebat (mm)	Delik Sayısı
E201015		Beyaz		
E201010		Mavi		
E201011		Yeşil		
E201012	13	Magenta	102 x 102 x 56	
E201013		Turuncu		
E201014		Kırmızı		
E201011		Sarı		36 / 6 x 6
E201025		Beyaz		
E201020		Mavi		
E201021		Yeşil		
E201022	16	Magenta	126 x 126 x 68	
E201023		Turuncu		
E201024		Kırmızı		
E201026		Sarı		
E201035		Beyaz		
E201030		Mavi		
E201031		Yeşil		
E201032	20	Magenta	128 x 103 x 83	20 / 4 x 5
E201033		Turuncu		
E201034		Kırmızı		
E201036		Sarı		
E201045		Beyaz		
E201040		Mavi		
E201041		Yeşil		
E201042	25	Magenta	122 x 122 x 75	16 / 4 x 4
E201043		Turuncu		
E201044		Kırmızı		
E201046		Sarı		
E201055		Beyaz		
E201050		Mavi		
E201051		Yeşil		
E201052	30	Magenta	109 x 109 x 84	9 / 3 x 3
E201053		Turuncu		
E201054		Kırmızı		
E201056		Sarı		

Tüp Sporu, Ekonomik, Kare Delikli, Plastik PS

Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı	Renk
L187011	246 x 101 x 70	21	40	Kırmızı
L188011		17	60	
L189011		13	90	
L187012		21	40	Beyaz
L188012		17	60	
L189012		13	90	



Test Tüpü Sporu, Plastik

Materyal: Ekstra güçlendirilmiş PP

- Tutacaklar ile taşıma sırasında kolaylık sağlar
- Daha büyük bir raf oluşturmak için birbirine takılıp çıkartılabilme özelliğindedir

Katalog No	Tüp (mm)	Renk	Ebat (mm)	
E202013	13	Beyaz	272 x 65 x 110	
E202010		Mavi		
E202011		Kırmızı		
E202014		Sarı		
E202022	16	Beyaz		
E202020		Mavi		
E202021		Kırmızı		
E202023		Sarı		
E202032	20	Beyaz	322 x 69 x 129	
E202030		Mavi		
E202031		Kırmızı		
E202033		Sarı		
E202042	25	Beyaz		
E202040		Mavi		
E202041		Kırmızı		
E202043		Sarı		
E202052	32	Beyaz		278 x 83 x 126
E202050		Mavi		
E202051		Kırmızı		
E202053				




Test Tüpü Sporu, Plastik, Polygrid



Materyal: Ekstra güçlendirilmiş PP - Otoklavlanabilir
Daha büyük bir raf oluşturmak için birbirine takılıp çıkartılabilme özelliğindedir

Katalog No	Tüp (mm)	Renk	Ebat (mm)	Delik Sayısı
E205012	13	Beyaz	246 x 104 x 64	90 / 6 x 15
E205010		Mavi		
E205011		Kırmızı		
E205013		Sarı		
E205022	16	Beyaz		60 / 5 x 12
E205020		Mavi		
E205021		Kırmızı		
E205023		Sarı		
E205032	20	Beyaz		40 / 4 x 10
E205030		Mavi		
E205031		Kırmızı		
E205033		Sarı		
E205042	25	Beyaz	24 / 3 x 8	
E205040		Mavi		
E205041		Kırmızı		
E205043		Sarı		

Tüp Sporu, PP, Beyaz




- Su banyoları için uygun, otoklavlanabilir
- Kırılmalara karşı dirençlidir
- Demontedir, yerden tasarruf edilerek depolanabilir

Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı
C561120	246 x 104 x 64	13	90
C561123		16	60
C561126		20	40

Tüp Sporu, Plastik ABS

Üst üste konabilir ve suda yüzmeyen tüp sporunun kolon ve satırlarında yer alan harf ve rakamlar numunelerin daha kolay tanımlanmasını sağlar.


Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı
L181082	260 x 130 x 60	17	50
L182082	210 x 105 x 50	13	



Test Tüpü Raki, Kirpi

Materyal: Ekstra güçlendirilmiş PP- Otoklavlanabilir

- Dayanıklı ve sağlam yapı
- Tezgah üstü kullanım veya dondurucu depolama için ideal
- Tasarım, tüp içeriğinin kolay görüntülenmesini sağlar
- Tüpleri, hava kaynaklı kirletici maddelerin toplanmasını en aza indirmek amacıyla ters kurutmak için kullanılabilir
- Elektroferez ve kromatografi plakalarını tutmak ve kurutmak için de kullanılabilir
- Kimyasal direnç




Katalog No	Tüp (mm)	Delik Sayısı	Renk	Ebat (mm)
E205062	13	96	Beyaz	179 x 127 x 64
E205060			Mavi	
E205061			Kırmızı	
E205072	17	50	Beyaz	187 x 105 x 70
E205070			Mavi	
E205071			Kırmızı	

Tüp Sporu, Köpük

Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı
L290370	207 x 207 x 56	12	100
L290371		16	



Tüp Sporu, 4 Taraflı, COMBILOK™




Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Daha büyük bir raf oluşturmak için birbirine takılıp çıkartılabilme özelliğindedir
- Kilitleme ve kilidi açma işlemleri kolay
- Bu sporlar farklı boyutlardaki tüpleri barındırabilir
- 4 tane 50 mL'lik tüp, 12 tane 15 mL'lik tüp, 32 tane 1.5 mL'lik mikro tüp ve 32 tane 0.5 mL'lik mikro tüp kapasitesindedir

Katalog No	Renk	Ebat (mm)
E202181	Karışık	
E202182	Mavi	
E202183	Yeşil	
E202184	Naturel	170 x 96 x 60
E202185	Turuncu	
E202186	Pembe	
E202187	Sarı	

Karışık paket, mavi, yeşil, pembe, sarı ve turuncu renklerini içermektedir.

Tüp Sporu, 4 Taraflı



Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Bu sporlar farklı boyutlardaki tüpleri desteklemek için tasarlanmıştır
- Kullanım ihtiyacına göre dört taraftan herhangi birine çevrilebilir
- 8 tane 30 mm 50 mL'lik tüp, 20 tane 20 mm'lik tüp, 24 tane 17 mm/15 mL'lik tüp ve 40 tane 12 mm tüp kapasitesindedir

Katalog No	Renk	Ebat (mm)
E202080	Karışık	
E202081	Mavi	
E202082	Yeşil	
E202083	Naturel	200 x 100 x 96
E202084	Turuncu	
E202085	Pembe	
E202086	Sarı	

Karışık paket, mavi, yeşil, pembe, sarı ve turuncu renklerini içermektedir.

Tüp Sporu, Teflon PTFE



Kriyojenik sıcaklıklardan +250 °C'ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilme özelliğine sahiptir.

Katalog No	Ebat (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Delik Sayısı
L295650	180 x 60 x 45	8	27
L295651	180 x 60 x 60	13	21
L295652	180 x 60 x 70	19	10
L295653	180 x 60 x 80	30	4

Tüp Standı, Ahşap

- 18 mm çapındaki tüpler için uygundur


Katalog No	Ebat (mm)	Özellik	Delik Sayısı
C656090	200 x 110 x 65	Çubuksuz	12



Tüp Mandalı, Ahşap

- Tel yayı galvanizli

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C656900	20	12
C656910	40	



Etiket

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112190	23 x 38	1000



Tüp Fırçası

Katalog No	Uzunluk (mm)	Ebat (mm)
C622806	280	15 x 70
C622809		25 x 80



Test Tüpü Sepeti, Plastik, Otoklavlanabilir, Kapaklı

Materyal: PP

Otoklavlama ve yıkama sırasında test tüpleri ve diğer cam malzemeleri bir arada tutmak için

Katalog No	Özellik	Ebat (mm)
E180010		110 x 120 x 150
E180020	Kapaklı	180 x 170 x 160
E180030		230 x 230 x 230
E180040		110 x 120 x 150
E180050	Kapaksız	180 x 170 x 160
E180060		230 x 230 x 230

