

Sterilizasyon Poşeti, Rulo



- Tek tarafı kağıtlı, CE, EN 868
- Buhar-EO-Form sterilizasyonu için indikatörlü
- Uzunluk: 200 m

Katalog No	En (cm)	Ambalaj (Rulo)
C108570	5	6
C108571	7.5	4
C108572	10	3
C108573	12.5	
C108574	15	
C108575	20	2
C108576	25	
C108577	30	
C108578	38	1
C108579		

Sterilizasyon Poşeti, Körüksüz

- Tek tarafı kağıtlı, CE, EN 868
- Buhar-EO-Form sterilizasyonu için indikatörlü



Katalog No	Ebat (cm)	Ambalaj / Adet	Katalog No	Ebat (cm)	Ambalaj / Adet
C108505	5.5x20		C108626	15 x 61	
C108506	5.5 x 25		C108627	16 x 22	
C108507	7.5 x 15		C108528	20 x 27	
C108508	7.5 x 20		C108529	20 x 40	
C108509	7.5 x 25	2000	C108530	20 x 61	
C108510	7.5 x 30		C108531	21 x 33	
C108511	10 x 15		C108532	22 x 30	1000
C108512	10 x 20		C108533	22 x 35	
C108513	10 x 25		C108534	22 x 42	
C108514	10 x 30		C108535	25 x 38	
C108515	10 x 36		C108536	25 x 40	
C108516	10 x 40	1000	C108537	25 x 42	
C108517	10 x 52		C108538	25 x 48	
C108518	12.5 x 25		C108539	27 x 45	
C108519	12.5 x 30	2000	C108540	30 x 42	
C108620	12.5 x 40		C108541	30 x 57	
C108621	12.5 x 52		C108542	32 x 50	500
C108622	15 x 20		C108543	36 x 58	
C108623	15 x 27	1000	C108544	38 x 50	
C108624	15 x 30		C108545	42 x 50	
C108625	15 x 38		C108546	42 x 61	

Kilitli Numune Taşıma Poşeti, PE

Katalog No	Renk	Ambalaj / Adet
L172030	Turuncu	200
L172031	Kırmızı	
L172033	Sarı	2000
L172034	Yeşil	
L172037	Şeffaf	
L172035	Mavi	200



Stomacher Poşeti, PE

Yüksek mekanik dirence sahip poşetler homojenizasyon uygulamalarına yöneliktir. Steril ve dört farklı boya sahip poşetlerin filtreli ve filtreli olmayan çeşidi mevcuttur.

Katalog No	Ebat (mm)	Hacim (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
L173538	110 x 155	100		
L174538	180 x 310	400		50
L175538	380 x 580	3500		
P122025	190 x 300	400	Tam Filtreli	500 adet (25x20)



Poşet PE, Steril, Metal Kilitli, Whirl-Pak®

- PE, Steril, Metal Kilitli
- Süt, gıda ve toz örnekler için idealdir
- Steril ve sızdırmazdır
- Polietilenden yapılmıştır, katı veya sıvı örneklerinizi laboratuvara taşımak için tasarlanmıştır
- Poşetler etilen oksit gazı ile sterilize edilmiştir
- Tek kullanımlıdır
- Cam şişelerin aksine, kırılmaz özelliği sayesinde; daha güvenli kullanım alanı sağlar
- Poşetler 180° F (82 °C) üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Kalınlık (µm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C113760	118	75 x 185	57		
C113761	207	95 x 180	76		
C113762	384	130 x 190			
C113763	532	115 x 230	64		
C113764	710	150 x 230			500
C113765	1065	125 x 380	76		
C113766	2041	190 x 380			
C131769	29	65 x 125	57		
C131759	1627	190 x 300		Yazım Alanlı	
C131776	5441	380 x 508	102		100
C131768	710	150 x 230		Filtreli, homojenizatör poşeti	250
C131711	1627	190 x 300			
C131767	532	115 x 230	64	Yüzey örnekleme için, nemli sünger+steril eldiven	100

Biyolojik Numuneler için Taşıma Poşeti, DocuCARE®



- P650 ve ADR'ye göre Kategori B bulaşıcı maddelerin taşınmasına uygundur
- UN 3373 baskılıdır. LDPE, şeffaf, kendinden yapışkanlı, 70 µm

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C114794	165 x 265	500
C114795		

Otoklav Poşeti



Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılmış olan malzemelerin kurallara uygun, güvenli ve pratik bir şekilde otoklavlanarak atılması için çeşitli boylarda dizayn edilmiş poşetlerdir.

- Naylon; 141°C'ye kadar dayanıklı, kalınlığı: 85 µm
- Polipropilen; 121°C'ye kadar dayanıklı, kalınlığı: 40 µm

Naylon, 141°C'ye Kadar Dayanımlı

Katalog No	Ebat (mm)	Kalınlık (µm)	Ambalaj / Adet
L130190	300 x 660		
L132190	360 x 460	85	50
L134190	400 x 650		
L135190	600 x 760		

PP, 121°C'ye Kadar Dayanımlı

Katalog No	Ebat (mm)	Kalınlık (µm)	Ambalaj / Adet
L130130	300 x 660		
L131130	360 x 760		
L132130	360 x 460	40	50
L134130	400 x 650		
L135130	600 x 760		

PP, 141°C'ye Kadar Dayanımlı

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
N620220	300 x 660	
N620225	360 x 760	
N620230	360 x 460	50
N620235	400 x 650	
N620240	600 x 760	

Biyolojik Tehlike Sembollü Atık Poşeti, BIOHAZARD

· PP, Mat, 140°C'ye kadar dayanıklı, kalınlığı: 0,05 mm

Katalog No	Hacim (Lt)	Ebat (cm)	Ambalaj / Adet
C114789	8	30 x 50	500
C114790	38	40 x 78	
C114791	60	60 x 80	
C114792	110	70 x 110	350



Atık Poşeti

Tehlikeli atıkların otoklavlanma sırasında delinme ve yırtılmalarına karşı dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiştir.

PP, Mat, 134°C'ye Kadar Dayanıklı, Kalınlığı: 0,05 mm

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C114794	165 x 265	500
C114795	225 x 360	



* Rack ayrıca sipariş edilmelidir.

PP, Mat, 121°C'ye Kadar Dayanıklı, Kalınlığı: 0,05 mm

Katalog No	Hacim (L)	Ebat (cm)	Ambalaj / Adet
C114785	2.5	20 x 30	100
C114786	8	30 x 50	500
C114787	60	60 x 80	
C114788	110	70 x 110	350



* Rack ayrıca sipariş edilmelidir.

Atık Poşetleri için Rack

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C114793		1

