

Lam Gönderme Kabı, Plastik

Oval

- Kapaklı oval kutu, 2 adet lam için.
-

| Katalog No | Özellik | Materyal | Renk | Ambalaj / Adet |
|------------|--------------|----------|-------|----------------|
| C106303 | Hava Delikli | PE | Beyaz | 50 |
| C560066 | | | Mavi | 100 |
| C560065 | | PS | Beyaz | |



Silindirik

| Katalog No | Ebat (mm) | Materyal | Ambalaj / Adet |
|------------|-----------|----------|----------------|
| L290400 | Ø48 x 86 | | 1 |



Lam Taşıma Kabı, Plastik

Düz, PP

Üç farklı boyda, üç farklı sayıda lam taşımaya uygun ince kutu.

| Katalog No | Ebat (mm) | Lam Kapasitesi | Ambalaj / Adet |
|------------|-----------|----------------|----------------|
| L290405 | 45 x 95 | 1 | 1 |
| L290406 | 73 x 85 | 2 | |
| L290407 | | 3 | |



Modüler, Koruyucu Pedli, PP

| Katalog No | Ebat (mm) | Lam Kapasitesi | Ambalaj / Adet |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| L190440 | 85 x 32 x 13 | | 5 |



Lam Saklama Kutusu



Plastik, PS

76 x 26 mm ebadında lamlara uygun, üst üste konulabilir, toz geçirmez kapaklı, lam yerleri numaralandırılmış ve ayrı bir indeks kartı içeren kutu.

| Katalog No | Ebat (mm) | Lam Kapasitesi | Özellik |
|------------|---------------|----------------|---------|
| C562020 | 97 x 83 x 39 | 25 | Gri |
| C562023 | 170 x 82 x 30 | 50 | |



Ekonomik, PS

| Katalog No | Ebat (mm) | Lam Kapasitesi | Özellik |
|------------|---------------|----------------|---------|
| L192590 | 89 x 33 x 103 | 25 | Modüler |
| L195090 | 89 x 33 x 208 | 50 | |
| L199990 | | 100 | |



Renkli, PS

- Üç farklı boyut
- Darbeye son derece dayanıklı polistirenden yapılmıştır
- Kapak üzerinde tanımlayıcı kart bölümü bulunmaktadır

| Katalog No | Lam Kapasitesi | Renk | Ebat (mm) |
|------------|----------------|---------|----------------|
| E481013 | 25 | Beyaz | 125 x 95 x 35 |
| E481010 | | Mavi | |
| E481011 | | Yeşil | |
| E481012 | | Kırmızı | |
| E481023 | 50 | Beyaz | 230 x 95 x 35 |
| E481020 | | Mavi | |
| E481021 | | Yeşil | |
| E481022 | | Kırmızı | |
| E481033 | 100 | Beyaz | 230 x 185 x 35 |
| E481030 | | Mavi | |
| E481031 | | Yeşil | |
| E481032 | | Kırmızı | |

Tahta

76 x 26 mm ebadında lamlara uygun, dışı siyah karton kaplı, lam yerleri numaralandırılmış ve kapak içi indeks kartlı kutu.

| Katalog No | Ebat (mm) | Lam Kapasitesi |
|------------|----------------|----------------|
| C600305 | 100 x 85 x 35 | 12 |
| C600308 | 150 x 100 x 35 | 25 |
| C600309 | 270 x 100 x 35 | 50 |
| C600310 | | 100 |



Lam Teşhir/Kurutma Levhası, Plastik (Mape)

Plastik. PS

- Standart mikroskopi lamı içindir
- Kolay tanımlama için numaralandırılmış yatay alanlara sahiptir
-

| Katalog No | Ebat (mm) | Lam Kapasitesi |
|------------|-----------|----------------|
| L191010 | 100 x 340 | 10 |
| L192010 | 200 x 340 | 20 |
| L194010 | 400 x 340 | 40 |



Plastik. ABS/SAN

| Katalog No | Lam Kapasitesi | Renk | Ebat (mm) |
|------------|----------------|-------|--------------|
| E481063 | 20 | Beyaz | 29 x 19 x 15 |
| E481060 | | Mavi | |
| E481061 | | Yeşil | |
| E481062 | | Gri | |
| E481064 | | | |



Lam Kurutma Levhası



Materyal: ABS

| Katalog No | Lam Kapasitesi | Renk | Ebat (mm) |
|------------|----------------|-------|---------------|
| E483013 | | Beyaz | |
| E483010 | | Mavi | |
| E483011 | 100 / 200 | Yeşil | 230 x 75 x 25 |
| E483012 | | Pembe | |
| E483014 | | Sarı | |

Materyal: ABS/SAN

- 100 Lamlik numaralandırılmış çıkarılabilir spor
- Lamlar arasındaki boşluklar lamları kolayca yerleştirip çıkarmaya olanak sağlar
- Saydam kapak ile kapatılır
- Alanlar iki lam için tasarlanmıştır, gerektiğinde depolama sayısı 200 lama çıkartılabilir

| Katalog No | Lam Kapasitesi | Renk | Ebat (mm) |
|------------|----------------|-------|---------------|
| E483003 | | Beyaz | |
| E483000 | | Mavi | |
| E483001 | 100 | Yeşil | 240 x 85 x 95 |
| E483002 | | Pembe | |
| E483004 | | Sarı | |

Boyama Kutusu, Natürel



Materyal: Kutu PP-PMP / Kapak PP/Tıkaç LDPE

- Elektroforez jelleri ve membranlarının boyanması ve saklanması için idealdir
- Kutu içindeki tıkaç Sıvı drenaj kolaylığı sağlar

| Katalog No | Ebat (mm) | Kutu Materyali |
|------------|----------------|----------------|
| E482020 | 125 x 125 x 50 | PP |
| E482060 | 225 x 225 x 50 | |
| E482030 | 125 x 125 x 50 | PMP |
| E482070 | 225 x 225 x 50 | |

Boyama Kutusu, Amber



Materyal: Kutu PP/ Kapak PP/Tıkaç LDPE

- Işığa duyarlı uygulamalar için idealdir

| Katalog No | Ebat (mm) |
|------------|----------------|
| E482080 | 125 x 125 x 50 |
| | 225 x 225 x 50 |

Preparat Kutusu, Karton

Munich Modeli

- 3 bölmelidir, her bir bölme yaklaşık 78 x 220 mm ebadındadır ve bu her bölme 8'er adet 76 x 26 mm ebadında lam alır.

| Katalog No | Ebat (mm) | Ambalaj / Adet |
|------------|---------------|----------------|
| C600313 | 260 x 235 x 8 | 10 |



Kapaklı, 2 Lamalık

| Katalog No | Ebat (mm) | Ambalaj / Adet |
|------------|--------------|----------------|
| C600100 | 100 x 80 x 6 | 25 |



Kapaklı, Ciltlenmiş

- Ön yüzünde indeks kısmı vardır
- Bölmeler lamaların kolaylıkla çıkarılmasına olanak sağlar

| Katalog No | Lam Sayısı (Adet) | Ebat (mm) | Ambalaj / Adet |
|------------|-------------------|---------------|----------------|
| C600200 | 2 | 100 x 80 x 6 | 25 |
| C600202 | 5 | 185 x 100 x 6 | |
| C600203 | 6 | 210 x 100 x 6 | 10 |
| C600204 | 10 | 340 x 103 x 6 | |
| C600207 | 20 | 340 x 205 x 6 | 5 |



Numaralandırılmış, 20 Lamalık

- Her bir bölme numaralandırılmıştır

| Katalog No | Ebat (mm) | Ambalaj / Adet |
|------------|---------------|----------------|
| C600007 | 340 x 205 x 5 | 1 |

