


## Doku Takip Kaseti, Plastik

Doku takip kasetleri asetal resinden yapılmıştır. Kapaklı ve kapaksız çeşitleri mevcuttur. Histolojik ve patolojik uygulamalara yönelik farklı delik şekillerine sahip kasetler tüm dekalsifikasyon solüsyonları ve solventlerine karşı dirençlidir. Numunelerin tanımlanması için yazım alanına sahiptir.



### Kapaklı, Kare Delikli (Biyopsi uygulamaları için)

Katalog No	Renk	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L191022	Beyaz	40 x 28 x 0.7	250
L191023	Sarı		
L191024	Yeşil		
L191025	Pembe		
L191026			



### Kapaklı, Dikdörtgen Delikli (Histoloji uygulamaları için)

Katalog No	Renk	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C525300	Mavi	40 x 28 x 0.6	500
C525301	Sarı		
C525302	Yeşil		
C525303	Gri		
C525304	Beyaz		
C525307	Pembe		
C525308	Hardal		
C525309			



### Kapaklı, Büyük Boy

Katalog No	Renk	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
N406040	Sarı	40 x 28 x 13.6	50




### Kapaksız, Yuvarlak Delikli

Katalog No	Renk	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C522500	Mavi	40 x 28 x 0.6	500
C522501	Sarı		
C522502	Yeşil		
C522503	Gri		
C522504	Beyaz		
C522507	Pembe		
C522508	Hardal		
C522509			

## Kapak, Çelik

Kapaksız doku takip kasetleri ile kullanıma uygun paslanmaz çelik kapaklar.

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C131275		10



## Kalıp, Çelik (Base Mold)

Standart doku takip kasetleri ile kullanıma uygun paslanmaz çelik, köşeleri yuvarlak kalıplar. Özellikle parafin kalıplarının uzaklaştırılmasını kolaylaştıran yüksek termal iletkenliğe sahiptir.

Katalog No	Ebat (mm)
C700775	7 x 7 x 5
C715155	15 x 15 x 5
C724245	24 x 24 x 5
C730245	30 x 24 x 12
C737245	37 x 24 x 5



## Parafin Halkası, Plastik


Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L192082	Beyaz	250
L192083	Sarı	
L192084	Yeşil	
L192085	Pembe	
L192086	Mavi	




## Sünger, Doku Takip Kaseti için

Doku takip kasetlerine uygun özel gözenekli sünger. Biyopsi numunelerini korur ve kaybını engeller.

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L190195		50



## Arşiv Dolabı, Çekmeceli, Plastik



ABS plastik, 510 x 458 x 130 mm ebadında, lam, slayt veya kalıplar için 3 farklı çekmece tipine sahip arşiv dolabı.

Katalog No	Çekmece Sayısı	Kapasite
L191083	4	756 adet parafin halkası veya 1148 adet doku takip kaseti
L191084	6	



### Seperatör, Plastik ABS, Arşiv Dolabı için

Katalog No	Çekmece Sayısı	Kullanım Yeri	Ambalaj / Adet
L192142	32 x 89	Lam çekmecesine	10
L193142	50 x 53	Slayt çekmecesine	
L194142	32 x 51		



### Yay, Arşiv Dolabı için

Harmonik çelikten yapılmış metal yay. İşlem görmüş lamaların kurutulması sırasında analizi bozabilecek yapışmaları önler. Ebadı, saklama dolabının lam gözünde kullanım için uygundur.

Katalog No	Kapasite	Materyal
L190181	120 adet lam	



### Metal Ayak, Arşiv Dolabı için

Katalog No	Ebat (mm)	Renk
L191190	510 x 458 x 130	Siyah