


Erlenmayer, Cam, Dudaklı, Borosilikat Cam 3.3




Dar Boyunlu, DIN ISO 1773

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)
C411202	25	10	42 x 22	75
C411203	50		51 x 22	90
C411204	100		64 x 22	105
C411206	200	50	79 x 34	135
C411207	250		85 x 34	145
C411208	300		87 x 34	160
C411210	500		105 x 34	180
C411213	1000	100	131 x 42	220
C411214	2000	250	153 x 50	280
C411215	3000	500	187 x 50	310
C411217	5000		220 x 50	365



Geniş Boyunlu, DIN 12 385

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)
C411302	25	10	42 x 31	70
C411303	50		51 x 34	85
C411304	100		64 x 34	105
C411306	200	50	79 x 50	131
C411307	250		85 x 50	140
C411308	300		87 x 50	156
C411310	500		105 x 50	175
C411313	1000	100	131 x 50	220
C411314	2000	250	153 x 69	280



Şilifli, DIN 12 387

Katalog No	Hacim (mL)	Şilif (NS)
C430302	25	14 / 23
C430403	50	19 / 26
C430504	100	29 / 32
C430505		24 / 29
C430507	250	29 / 32
C430509		24 / 29
C430510	500	29 / 32
C430513	1000	

Erlenmayer, Cam, PP Mavi Vida Kapaklı, Borosilikat Cam 3.3

- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Beyaz taksimatlıdır

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Standart	Boy (mm)
C412104	100	25	GL 25	107
C412107	250			150
C412110	500	50	GL 32	187
C412113	1000	100		225



Nuche Erlen, Cam (Filtrasyon Erleni), Borosilikat Cam 3.3

- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
-

Katalog No	Hacim (mL)
C362305	100
C362306	250
C362307	500
C362308	1000
C362309	2000



Nuche Erlen, Plastik (Filtrasyon Erleni)

Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Ceri tepmeyi önleyen açılı yan kola sahiptir
- Bütünleşik üretim

Katalog No	Hacim (mL)	Uygun Hortum iç çapı (mm)	Tıpa No
E442110	500	6.4-9.5	7
E442120	1000		8
E442130	1500	9.5	10



Erlenmayer, Plastik



Materyal: PP

- Otoklavlanabilir
- Sıvı seviyesi kolayca görülebilir

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)
E441110	125	4
E441120	250	8
E441130	500	16

Kurşun Ağırlık Halkaları



Su banyosu için sabitleyici kurşun ağırlık halkası, PVC kaplamalı.

Katalog No	Çap (mm)	Ağırlık (g)
C667100	50	660
C667101	70	930
C667102	100	1190

Erlen Tutacağı



Katalog No	Uzunluk(mm)	Tutma Kapasitesi (mm)	Ambalaj / Adet
C662602	300	45-70	10

Balon / Erlen Fırçası



Katalog No	Uzunluk (mm)	Ebat (mm)
L291197	560	70 x 160

Beher, Cam

- Borosilikat cam 3.3, taksimatlı
- DIN 12 331 ve ISO 3819 standardına uygun
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Beyaz taksimatlıdır

Kısa Form

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)
C410000	5	2.5	22	30
C410001	10		26	35
C411002	25	5	34	50
C411003	50	10	42	60
C411004	100		50	70
C411005	150	25	60	80
C411007	250		70	95
C411009	400	50	80	110
C411011	600		90	125
C411012	800	100	100	135
C411013	1000		105	145
C411014	2000	250	130	185
C411015	3000	500	150	210
C411017	5000		170	270



Uzun Form

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)
C411102	25	5	28	60
C411103	50	10	38	70
C411104	100		48	80
C411105	150	25	54	95
C411107	250		60	120
C411109	400	50	70	130
C411111	600		80	150
C411112	800	100	90	175
C411113	1000		95	180
C411114	2000	250	120	240
C411115	3000	500	135	280



Beher, Plastik PP, Mat, Mavi Taksimatlı



Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ebat (mm)
L290099	25	5 / 1	Ø31 x 47
L290100	50	10 / 1	Ø40 x 60
L290101	100	20 / 1	Ø49 x 70
L290102	250	50 / 1	Ø68 x 94
L290103	500	100 / 1	Ø88 x 122
L290104	1000	200 / 1	Ø102 x 149
L290105	2000	500 / 1	Ø133 x 183
L290106	3000	500 / 1	Ø174 x 214
L290107	5000	500 / 1	Ø185 x 248

Beher, Plastik, PP, Mat



Materyal: PP

- Serigrafik baskılı taksimata sahiptir
- Çift taksimatlı metrik ölçek
- Mükemmel kimyasal direnç
- Isıtıcıda kullanıma uygun değil
- Laboratuvar tipi plastik beherler için ISO 7056:1981 Uluslararası Standardı karşılar
- İstiflenebilir
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)
E421010	50
E421020	100
E421040	250
E421050	600
E421060	1000
E421070	2000
E421080	5000
E421090	10000

Beher, Plastik PMP, Şeffaf, Kırmızı Taksimatlı



Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ebat (mm)
L290109	25	5 / 1	Ø31 x 47
L290110	50	10 / 1	Ø40 x 60
L290111	100	20 / 1	Ø49 x 70
L290112	250	50 / 1	Ø68 x 94
L290113	500	100 / 1	Ø88 x 122
L290114	1000	200 / 1	Ø102 x 149
L290115	2000	500 / 1	Ø133 x 183
L290116	3000	500 / 1	Ø174 x 214
L290117	5000	500 / 1	Ø185 x 248

Beher, Plastik, PMP, Şeffaf, Mavi Taksimatlı

Materyal: PMP

- Serigrafik baskılı taksimata sahiptir
- Çift taksimatlı metrik ölçek
- Mükemmel kimyasal direnç
- Isıtıcıda kullanıma uygun değil
- Laboratuvar tipi plastik beherler için ISO 7056:1981 Uluslararası Standardı karşılar
- İstiflenebilir
- Otoklavlanabilir
- PP'den daha yüksek şeffaflık, kimyasal direnç ve ısı toleransı



Katalog No	Hacim (mL)
E422000	50
E422010	100
E422020	250
E422030	600
E422040	1000
E422050	2000
E422060	5000
E422070	10000

Beher, Plastik PP, Kulplu

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ebat (mm)
L290185	50	2 / 1	Ø40 x 70
L290186	100	5 / 1	Ø50 x 80
L290187	250	5 / 1	Ø70 x 120
L290188	500	10 / 1	Ø91 x 133
L290189	1000	20 / 1	Ø116 x 170
L290190	2000	50 / 1	Ø150 x 215
L290191	3000	100 / 1	Ø170 x 242
L290192	5000	100 / 1	Ø210 x 270



 Gıdayla temasa uygundur

Beher, Plastik, Mat, Kulplu



Materyal: PP

- Tutacakları sayesinde kolay kavrama ve güvenli dökme sağlar
- Taksimatları sayesinde okuma kolaylığı sağlar
- Damlatmayan oluk ağız
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)
E431040	100
E431050	250
E431060	600
E431070	1000
E431080	2000
E431090	5000

Beher, Plastik, Şeffaf, Kulplu



Materyal: PMP

- Şeffaflığı içerdeki solüsyonun kolay görünmesine olanak sağlar
- Serigrafik baskılı taksimata sahiptir
- Tutacakları sayesinde kolay kavrama sağlar
- Damlatmayan ve etkili dökme sağlayan ağız yapısı
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)
E441040	100
E441050	250
E441060	600
E441070	1000
E441080	2000
E441090	5000

Beher, Plastik PP, Renkli, Kulplu



- Hacim 500 mL
- 4 Renk Seçeneği

Katalog No	Renk	Ebat (mm)	Taksimat (mL)
C183110	Mavi		
C183111	Sarı		
C183112	Kırmızı	Ø100 x 140	10
C183113	Yeşil		
C183114	Karışık Renkte Set		

Beher, Teflon

Teflon PTFE

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L290569	10	Ø24 x 33
L290570	50	Ø43 x 55
L290571	100	Ø54 x 68
L290572	250	Ø66 x 97
L290573	500	Ø80 x 125
L290574	1000	Ø100 x 155



Teflon PFA

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L295040	25	Ø32 x 50
L295041	50	Ø39 x 59
L295042	100	Ø50 x 72
L295043	250	Ø67 x 96
L295044	500	Ø88 x 122
L295045	1000	Ø105 x 143



Beher Maşası

Paslanmaz çelikten, vinil kaplama

Katalog No	Uzunluk (mm)	Tutma Kapasitesi (mm)
C662601	260	40-100



Beher Fırçası

Ahşap saplı

Katalog No	Uzunluk(mm)	Fırça: uzunluk x Ø
C624301	430	140 x 60-85

