

## Numune Kabı, Plastik, PP

Hacim 180 mL, Ebat Ø63 x 80 mm, Vida Kapaklı



Katalog No	Steril	Etiket	Ambalaj / Adet
L105047			468
L105049			
L105147			25
L105148	Ⓐ	x	
L105348			25 (tek tek poşetli)

Hacim 120 mL, Ebat Ø63 x 65 mm, Vida Kapaklı



Katalog No	Steril	Etiket	Ambalaj / Adet
L102047			527
L102049			25
L102148			260
L102149	Ⓐ	x	25
L102348			25 (tek tek poşetli)

Hacim 60 mL, Ebat Ø40 x 60 mm, Vida Kapaklı



Katalog No	Steril	Etiket	Ambalaj / Adet
L206047			50
L206048	Ⓐ		600
L206147			50
L206148	Ⓐ	x	
L206348			50 (tek tek poşetli)

Hacim 25 mL, Ebat Ø25 x 80 mm, Vida Kapaklı



Katalog No	Steril	Etiket	Özellik	Ambalaj / Adet
L109247				50
L109248	Ⓐ			
L109447		x		1000
L109448	Ⓐ			
L109047				50
L109048	Ⓐ			
L109147			Kaşıklı	
L109148	Ⓐ	x		
L109348				

Ⓐ Aseptik Steril

## Numune Taşıma Sepeti ve Standı

- Taşıma sepeti haznesi ABS plastiktendir ve sürgülü, şeffaf akrilik kapağa sahiptir.
- Evrak taşıma gözlü ve sepetin sallanmasını önleyen kilitlenebilir saplıdır.
- Stant PP plastikten olup 180, 150 ve 25 mL'lik numune kaplarının taşınmasına uygundur.

Katalog No	Malzeme Adı	Özellik
L170084	Sepet	430 x 280 x 130 mm
L170184	Stand	8 adet büyük ve 3 adet küçük göze sahip



## Numune Kabı, Plastik, PS

Şeffaf, geçme kapaklı, çalışma sıcaklığı -10 / +70 °C arasında olup, kimyasallara karşı direnci

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Steril	Ambalaj / Adet
L103017	30	Ø34 x 41		50
L103018			®	
L104017	45	Ø34 x 60		
L104018			®	
L202037	60	Ø60 x 34		
L202038			®	20



## Numune Kabı, Plastik, LDPE

Mat, vida kapaklı, kalın duvarlı, çalışma sıcaklığı -50 / +75 °C arasında olup, kimyasallara karşı direnci yüksektir.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L292051	5	Ø21 x 30
L292052	30	Ø35 x 53
L292053	90	Ø55 x 62



## Numune Kabı, Teflon, PFA

Yarı şeffaf, vida kapaklı, çalışma sıcaklığı -200 / +260 °C arasında olup, kimyasallara karşı direnci çok yüksektir.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L295080	30	Ø38 x 54
L295081	60	Ø38 x 90
L295082	90	Ø54 x 62
L295083	180	Ø54 x 112

