

## Piset, LDPE, Dar Boyunlu



Materyal: Şişe LDPE / Kapak LDPE

Katalog No	Hacim (mL)	Ağız Ø (mm)	DIN Std.
L299991	250	19	GL 25
L299992	500		
L299993	1000	22	GL 28
L299994	2000		

## Piset, LDPE, Geniş Boyunlu



Materyal: Şişe LDPE / Kapak LDPE

Katalog No	Hacim (mL)	Ağız Çapı Ø (mm)	Ebat (mm)	Kapak Dahil Yükseklik (mm)
L290250	100	30	46 x 90	93
L290251	250		61 x 130	133
L290252	500		74 x 166	170
L290253	1000		94 x 212	215

## Piset, LDPE/PP, Dar Boyunlu



Materyal: Şişe LDPE / Kapak PP

- Kapak ve piset borusu tek parça halinde olup sızdırmazdır
- Sıvının düzenli akışını sağlar ve akışı artırabilmek için kesilebilir özelliğe sahiptir

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)
E560050	125	4	24
E560060	250	8	
E560070	500	16	38
E560080	1000	32	

## Piset, LDPE/PP, Geniş Boyunlu



Materyal: Şişe LDPE / Kapak PP

- Kapak ve piset borusu tek parça halinde olup sızdırmazdır
- Kolay dolum sağlayan geniş boyun / Sıvının düzenli akışını sağlar ve akışı artırabilmek için kesilebilir özelliğe sahiptir

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)
E560089	250	8	38
E560090	500	16	53
E560091	1000	32	

## Piset, LDPE/PP, Renkli Kapaklı

**Materyal:** Şişe LDPE / Kapak PP

- Mükemmel sızdırmazlık için kapak ve piset borusu tek parça halinde üretilmiştir
- İçerisine konulan sıvıların kolay ayrımı ve tanımlanabilmesi için farklı kapak renk opsiyonu sunar



Dar Boyunlu		Geniş Boyunlu		Dar Boyunlu		Geniş Boyunlu	
Katalog No	Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)	Kapak (mm)	Renk	
E560054						Beyaz	
E560053						Kırmızı	
E560055		125	4	24		Sarı	
E560051						Mavi	
E560052						Yeşil	
E560064	E560192					Beyaz	
E560063	E560191					Kırmızı	
E560065	E560193	250	8	24	38	Sarı	
E560061	E560189					Mavi	
E560062	E560190					Yeşil	
E560074	E560203					Beyaz	
E560073	E560202					Kırmızı	
E560075	E560204	500	16			Sarı	
E560071	E560200					Mavi	
E560072	E560201					Yeşil	
E560084	E560213			38	53	Beyaz	
E560083	E560212					Kırmızı	
E560085	E560214	1000	32			Sarı	
E560081	E560210					Mavi	
E560082	E560211					Mavi	

## Piset, LDPE, Dar Boyunlu, Renkli

**Materyal:** Şişe LDPE / Kapak PP

- 4 farklı renk seçeneği
- Boyun çapı DIN standardı GL 25'e uygundur

Katalog No	Renk	Ebat (mm)	Hacim (mL)
C183215	Kırmızı	Ø58 x 135	250
C183216		Ø74 x 180	500
C183217	Yeşil	Ø58 x 135	250
C183218		Ø74 x 180	500
C183219	Sarı	Ø58 x 135	250
C183220		Ø74 x 180	500
C183221	Mavi	Ø58 x 135	250
C183222		Ø74 x 180	500
C183223	Karışık Renkte Set (Kırmızı, yeşil, sarı, mavi)	Ø100 x 140	



## Piset, LDPE, Dar Boyunlu, Baskılı



**Materyal:** Şişe LDPE / Kapak LDPE

- Piset üzerinde bulunan kimyasal isimler ve tehlike sembolleri ile içeriğinin ayırt edilmesini ve kullanım açısından güvenliğini sağlar

Katalog No	Hacim (mL)	Özellik	DIN Std.
C542546	500	Damıtık su	GL 25
C542547		Aseton	
C542565	1000	Damıtık su	GL 28
C542566			

## Piset, LDPE, Geniş Boyunlu, Baskılı



**Materyal:** Şişe LDPE / Kapak LDPE

**Yuvarlak, Doğal Renk, Üzeri Tehlike Sembollü**

- Üzerinde tehlike sembolleri bulunan laboratuvar güvenliği pisetleri; Fransızca, İngilizce ve Almanca içerikli; sızdırmaz
- Aşınma karşıtı baskı
- Ters çevrilmiş bile olsa boru kaydırılarak tamamen boşaltılır

**Uygulama Alanları:**

- Çıkış başlıkları, kesin sıvı akışı kontrolü sağlaması için tasarlanmıştır

Katalog No	Hacim (mL)	Ağız Çapı (mm)	Kapak (mm)	Ebat (mm)
<b>Aceton, Acetone, Kırmızı Kapak</b>				
K770020	250	30.8	40	64 x 120
	500	39.2	50	77 x 154
<b>Ethanol, Yeşil Kapak</b>				
K770016	250	30.8	40	64 x 120
	500	39.2	50	77 x 154
<b>Isopropanol, 2 Propanol, Sarı Kapak</b>				
K770017	250	30.8	40	64 x 120
	500	39.2	50	77 x 154
<b>Methanol, Turuncu Kapak</b>				
K770018	250	30.8	40	64 x 120
	500	39.2	50	77 x 154
<b>Destilliertes Wasser, Distilled Water, Eau Destille, Mavi Kapak</b>				
K770019	250	30.8	40	64 x 120
K770024	500	39.2	50	77 x 154

## Piset, LDPE/PP, İntegral

**Materyal:** Şişe LDPE / Kapak PP

- Kolay dolum sağlayan geniş boyun / İntegral boru sayesinde püskürtmeden düzenli akış / Sızdırmaz

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)
E561100	125	4	24
E561110	250	8	
E561120	500	16	38
E561130	750	25	



## Piset, LDPE/PP, İntegral, Baskılı

**Materyal:** Şişe LDPE / Kapak PP

- Kapağın içine entegre edilmiş PTFE Membran, tehlikeli kimyasalların havalandırılmasını sağlar
- Kolay dolum sağlayan geniş boyun
- Sodyum hipoklorit piseti ışıktan korumak amacıyla HDPE kapaklı, beyaz renkli LDPE materyalden üretilmiştir



Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Etiket	Kapak (mm)	Renk
E562100			Aseton		Kırmızı
E562101			İzopropanol		Sarı
E562102			Metanol		Yeşil
E562103	250	8	Etanol		Natürel
E562104			Sodyum Hipoklorit (Ağartıcı)		Mavi
E562105			Distile Su		Natürel
E562106			Deiyonize Su		Natürel
E562200			Aseton		Kırmızı
E562201			İzopropanol		Sarı
E562202			Metanol		Yeşil
E562203	500	16	Etanol	38	Natürel
E562204			Sodyum Hipoklorit (Ağartıcı)		Mavi
E562205			Distile Su		Natürel
E562206			Deiyonize Su		Natürel
E562300			Aseton		Kırmızı
E562301			İzopropanol		Sarı
E562302			Metanol		Yeşil
E562303	750	32	Etanol		Natürel
E562304			Sodyum Hipoklorit (Ağartıcı)		Mavi
E562305			Distile Su		Natürel
E562306			Deiyonize Su		Natürel