

Kontaminasyon Analiz Kiti

Başlangıç Kiti

Laboratuvarlarda kontaminasyon testleri için gerekli tüm malzemeleri içerir. Kit içeriği ARP - 598 (hidrolik sıvılar) ve 791a ulusal standarda (kayganlaştırıcı, sıvı yakıt ve benzer ürünler) uyumludur.

Özellikler ve Avantajlar:

- Kit içeriği ile 600 test yapma imkanı sağlar



Sipariş Bilgisi

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A625123	XX7104712		1

Kit İçeriği

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A972730	XX1014730	Cam filtre tutucu, paslanmaz çelik filtre destekli, 47mm	1
A972210	XX1014705	Nuçe erleni, 1L	
A601010	XX6200006P	Penset, küt uçlu, paslanmaz çelik	3
A911934	XX2504755	Lateks hortum, 53 cm, Ø0,6 cm(1 / 4inx23in)	1
A661010	XX6602500	Solvent filtreleme dispenser, 25 mm	
A911524	PD1504700	PetriSlides™ Kontaminasyon analizi için	100
A976111	WP6111560	Kimyasal Analiz Pompası, 115 V/60 Hz	1
A976110	WP6122050	Vakum Pompası, Laboratuvar Tipi	

Membran Filtreler

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet	Ambalaj / Adet
A904547	HAWP04700		Beyaz, Düz	
A804547	HAWG04700	MF-Membran Filtre, MCE, Hidrofilik, 0.45 µm, 47 mm	Beyaz, Kareli	100
A824547	HABG04700		Siyah, Kareli	

Aksesuarlar

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A904548	HAWP0470M	MF Matched-weight, MCE, 0.45 µm, 47 mm, BD	50 çift
A900848	AAWP0470M		

Sıvı Örneklemeye Kiti



Saha Uygulamaları için, 37 mm Monitörlü Sıvı Analizi

Sıvı Örneklemeye Kiti, sahada sıvı örneklerin toplanması ve kontaminasyon analizi için gerekli olan tüm aparatları içeren komple bir settir. Paslanmaz çelik örnekleyici, sistem hattında bulunan hızlı-tahliye valfine monte edilerek bağlanır ve bu sayede ölçülen miktardaki sıvının monitörden geçişine izin verir. Valfli bir şırınga, kalan sıvı numunenin monitörden uzaklaştırılması için pompa görevi görür. Örneklemeye kiti, portföyümüzde bulunan 37 mm'lik kontaminasyon monitörleri ve sabit tartıma getirilen monitörler ile uyumludur.

Özellikler ve Avantajlar:

- Sağlam taşıma çantası ve paslanmaz çelik örnekleyici ile arazide çalışması imkanı sağlar
- Sıvı Örneklemeye Kiti, 12 Tenite® kontaminasyon monitörü içerir

Uygulama Alanları:

Jet Yakıt, Türbin Yağlayıcıları, Su ve Diğer Sıvıların sahada örnek toplanması ve analizi

Özellikler

Materyal	Paslanmaz çelik hazne, paslanmaz kaplı PTFE hortum; Tenite® monitörler
Bağlantılar	1/8" NPTF vida dişi ve floroelastomer contalı hızlı tahliye valfi ve bağlantısı; örneklemeye hortumu üzerindeki birleştirme rakoru
Max. Giriş Basıncı, bar (psi)	6.9 (100)
Ölçüler	
Uzunluk, cm	36.8
Yükseklik, cm	12.5
Genişlik, cm	23.5
Taşıma Ağırlığı, kg (lb)	4.5 (9.9)

Uyarı: Yanıcı maddelerin sıvı örneklemeye kiti ile filtrelenmesi için üniteyi düzgün bir şekilde topraklayın ve tüm topraklama bağlantılarını sabitleyin.

Sipariş Bilgisi

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A627010	XX6403730	Sıvı Örneklemeye Kiti	1

Ortak Parçalar

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A625037	MAWPO37PO	Sıvı Örneklemeye Monitörü	50
A625039	MAWPO37PM	Sıvı Örneklemeye Monitörü, sabit tartıma getirilmiş membran	1
A627118	TP0001326	PTFE bant, 12.5 mm x 6.6 m rulo	3
A601010	XX6200006P	Penset, küt uçlu, paslanmaz çelik	1
A911830	XX6200035	El vakum pompası, paslanmaz çelik	1
A627119	XX6403780	Hortum, 3/16 in. iç çap, Tygon	1
A651023	XX6403735	Hortum bağlantısı, 1/8 in. NPTF hızlı tahliye valfi	1
A627117	XX6403708	Örneklemeye valfi hortum bağlantılı	
A627115	XX6403705	Uzaktan örneklemeye seti	

Aksesuarlar

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A627113	ASTM03701	ASTM® renk standardı	1

PATCH Test Kiti

Sahada Kirlilik Analizi

Patch Test Kiti, hidrokarbon esaslı hidrolik sıvılar, kimyasallar, kazan suyu ve yağların sahada toplanması ve analizi için eksiksiz bir çözüm sunar. Bu sistem, temizlikteki önemli değişikliklerin saptanmasına olanak tanıyan güvenilir, hassas ve kolorimetrik tabanlı bir analitik kittir.

Özellikler ve Avantajlar:

- 100 test için yeterli miktardaki sarf malzemeyi içerir
- Hafif, taşınması kolay bir taşıma çantası içerisinde bulunur
- Filtre renk karşılaştırma ve parçacık değerlendirme skalaları genel kabul görmüş standart kirlilik seviyelerine karşılık gelir



Uygulama Alanları:

Özellikler

Materyal	Paslanmaz çelik/alüminyum filtre tutucu düzenek; PVC/polietilen örnek toplama, solvent dağıtma şişeleri
Taşıma Ağırlığı, kg (lb)	4.5 (9.9)

Sipariş Bilgisi

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A681010	XX6504730	Patch Test Filtre tutucu düzenek	1

Tamamlayıcı Ürünler

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A682010	XX6300120	Patch Test Filtre tutucu tertibatı	
A911830	XX6200035	El vakum pompası, paslanmaz çelik	
A682018	XX6504710	Vakum borusu, 1/8 inç, fluoroelastomer	1
A682012	XX6504704	Solvent dağıtım şişesi (-XX6504704-)	
A682014	XX6504707	Swinnex filtre tutucu, 25mm, geri baskı elektli	
A682016	XX6504709	PVC Şişe, 120 mL	
A601010	XX6200006P	Penset, küt uçlu, paslanmaz çelik	3
A905047	SMWPO4700	MF-Membran Filtre, Hidrofilik, 5.0 µm, 47mm	
A905025	SMWPO2500	MF-Membran Filtre, Hidrofilik, 5.0 µm, 25mm	100
A911524	PD1504700	PetriSlides™ Kontaminasyon analizi için	
A682020	XX6504713	Hidrolik sıvılar için kontaminasyon renk standartları	1

Yedek Parçalar

Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Ambalaj / Adet
A683012	XX6504708	Destek, paslanmaz çelik	1
A683010	XX2004701	Huni kilitleme contası, 250/300 mL	
A972832	XX2004703	Conta, PTFE, filtre tutucu için	25
A977052	XX4004714		5