

Bidon, PP, Dar Boyunlu, Otoklavlanabilir



Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Otoklavlanabilir polipropilen bidonlar, büyük miktardaki kültür ortamı, distile su ve diğer solüsyonların taşınması ve depolanması için mükemmeldir
- Geniş omuzlu tutacakları sayesinde kolay taşıma ve dökme imkanı sağlar
- Sızdırmaz
- Kabartma taksimatlı

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E583250	10	2.5			249	390
E583260	20	5	83	65	285	535
E583270	50	13			376	682

Bidon, PP, Geniş Boyunlu, Otoklavlanabilir



Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Büyük hacimlerdeki tozların ya da diğer katı örneklerin mikrobiyolojik analizi için mükemmeldir
- 100 mm çaplı geniş bidon ağız
- Kabartma taksimatlı
- Sızdırmaz
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E583351	10	2.5			249	390
E583361	20	5	100	95	285	535

Bidon, PP, Musluklu, Otoklavlanabilir

Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Otoklavlanabilir bidonlar reaktiflerin depolanması ve kolaylıkla dağıtılması için idealdir
- Kabartma taksimatlı
- Sızdırmaz
- Musluksuz kullanım için uygun tıkaç içerir



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E583280	10	2.5			249	390
E583290	20	5	83	65	285	535
E583300	50	13			376	682

Bidon, PP, Bağlantı Borulu, Otoklavlanabilir

Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- Otoklavlanabilir
- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Kabartma taksimatlı
- Sızdırmaz
- Geniş omuzlu tutacakları sayesinde kolay taşıma ve dökme imkanı sağlar



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E585380	10	2.5			249	390
E585390	20	5	83	65	285	535

Bidon, LDPE/PP, Dar Boyunlu



Materyal: Bidon LDPE / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Reaktiflerin depolanması ve taşınması için idealdir
- Geniş omuzlu tutacakları sayesinde eldivenliyen bile kolay taşıma ve dökme imkanı sağlar
- Sızdırmaz
- Kabartma taksimatlı

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E583371	10	2.5			249	390
E583372	20	5	83	65	285	535
E583373	50	13			376	682

Bidon, LDPE/PP, Geniş Boyunlu



Materyal: Bidon LDPE / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Dayanıklı ve kullanışlı geniş ağız ile katılar, tozlar ve distilasyon karışımları için idealdir
- Kabartma taksimatlıdır

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E583471	10	2.5			249	390
E583472	20	5	100	95	285	535

Bidon, LDPE/PP, Musluklu

Materyal: Bidon LDPE / Beyaz Kapak PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Distile su, reaktifler ve asitlerin toplanması ve dağıtılması için uygundur
- Geniş omuzlu tutacak
- Kabartma taksimatlı
- Musluksuz kullanım için uygun tıkaç içerir



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E584380	10	2.5			249	390
E584390	20	5	83	65	285	535
E584400	50	13			376	682

Bidon, LDPE/PP, Bağlantı Borulu

Materyal: Bidon LDPE / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Kabartma taksimatlı
- Sızdırmaz
- Geniş omuzlu tutacakları sayesinde kolay taşıma ve dökme imkanı sağlar



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E586380	10	2.5			249	390
E586390	20	5	83	65	285	535

Bidon, PP, Yüksek Dayanımlı



Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Kalın duvar yapısı ile ekstra dayanım
- Otoklavlanabilir ve sızdırmaz
- 8 saate kadar kesintisiz vakum uygulaması ve ekstrem şartlarda kullanım için idealdir

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)
E583265	10	2.5	83
E583266	20	5	

Bidon, HDPE/PP, Amber Renkli



Materyal: Bidon Amber HDPE / Kapak Amber PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Işığa duyarlı maddelerin depolanması ile ilgili US Farmakopisi 23,661 gerekliliklerini karşılar
- Işığa duyarlı kimyasalların, reaktiflerin ve tamponların depolanması ve karıştırılması için mükemmeldir
- Pürüzsüz iç duvar yapısı
- Sızdırmaz

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ø (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E583252	10	2.5	83	65	249	390
E583253	20	5			285	535

Bidon, HDPE

Materyal: Bidon HDPE / Kapak PP

- Sıvıların depolama, ambalajlama ve taşınmaları için idealdir
- Geniş boyunları sayesinde kolay dolum ve boşaltım sağlar
- 1935 / 2004 / CE direktifine göre gıdayla temasa uygundur

Musluklu, Geniş Boyunlu

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Ø (mm)	Ebat (mm)
L290290	5	85	Ø180 x 280
L290291	10	95	Ø232 x 320
L290292	25		Ø320 x 440
L290293	50	110	Ø390 x 560



Musluksuz, Geniş Boyunlu

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Ø (mm)	Ebat (mm)
L290280	5	88	Ø160 x 285
L290281	10		Ø195 x 370



Musluklu, Dar Boyunlu

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Ø (mm)	Ebat (mm)
C541112	5	45	Ø165 x 335
C541113	10	55	Ø210 x 415
C541114	25		Ø280 x 525
C541115	50		Ø365 x 605



Bidon, HDPE, Dar Boyunlu

**Materyal:** Bidon HDPE

- Yarı Saydam.
- Mavi baskılı litre taksimatlı ve vida kapaklı
- Musluk takılabilen ve takılamayan seçenekler
- 2 farklı musluk tipi
- Cıdaya uygunluğu hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz
- Bidonlar musluksuz teslim edilir. Ayrıca musluk sipariş edilmelidir


Uygulama Alanları: Depolama / Ambalajlama / Taşıma

Musluk Takılamayan

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Çapı	Ebat (mm)
K284131	5	50	167 x 330
K284133	10		206 x 427
K284135	25		278 x 580
K284136	60		346 x 823

Musluk Takılabilen

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Çapı	Ebat (mm)
K284137	5	50	167 x 330
K284132	10		206 x 427
K284138	25		278 x 580
K284139	60		346 x 823

**Aksesuarlar**

Katalog No	Açıklama	Görsel No
K276459	HDPE Musluk, Bidon için, Mavi	1
K283794	PP Musluk, Bidon için, Mavi	2
K283793	LDPE Adaptör, Bidon için, Mavi	3
K270625		4

Bidon, PP, Dikdörtgen, Musluklu

Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- Otoklavlanabilir
- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Otoklavlanabilir bidonlar çözeltilerin depolanması ve kolaylıkla dağıtılması amacıyla tasarlanmıştır
- Steril su depolamada idealdir
- Sızıntıya dayanıklı
- Kabartma taksimatlı
- Sağlam paslanmaz çelik tutacak
- Musluksuz kullanım için uygun tıkaç içerir



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ebat (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E683240	5	1.25			227 x 144	342
E683250	10	2.5	100	85.5	284 x 176	400
E683260	20	5			342 x 207	492

Bidon, HDPE/PP, Dikdörtgen, Musluklu

Materyal: Bidon HDPE / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Sağlam, sert, yarısaydam
- Mükemmel kimyasal direnç
- Stok solüsyonlarını depolamak ve dağıtmak için idealdir
- Kabartma taksimatlı
- Sağlam paslanmaz çelik tutacak



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ebat (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E683241	5	1.25			227 x 144	342
E683242	10	2.5	100	85.5	284 x 176	400
E683243	20	5			342 x 207	492

Bidon, PP, Yatay, Musluklu



Materyal: Bidon PP / Kapak Beyaz PP

- Otoklavlanabilir
- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Yatay formdaki tasarımı ile dar alanlara, raflara veya buzdolabına kolayca yerleştirme imkanı sağlar
- Otoklavlanabilir bidonlar reaktiflerin depolanması ve kolaylıkla dağıtılması için idealdir
- Güvenli ve kolay taşıma için uygun tutacak
- Sızdırmaz
- Mükemmel kimyasal direnç

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ebat (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E683300	8	2	63	38	366 x 300	160

Bidon, HDPE/PP, Yatay, Musluklu



Materyal: Bidon HDPE / Kapak Beyaz PP

- USP Class VI onaylı, Medikal sınıf hammaddeden üretilmiştir
- Yatay formdaki tasarımı ile dar alanlara, raflara veya buzdolabına kolayca yerleştirme imkanı sağlar
- Güvenli ve kolay taşıma için uygun tutacak
- Sızdırmaz
- Mükemmel kimyasal direnç
-

Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ebat (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E684300	8	2	63	38	366 x 300	160

Bidon, HDPE/PP

Materyal: Bidon HDPE/ Beyaz Kapak PP

- Ağır işlere yönelik sağlam ve dayanıklı yapıya sahiptir
- Dengede kalmayı arttırmak için geniş yüzey alanı ve zemine yakın ağırlık merkezine sahiptir
- Litre ve galon cinsinden kabartma taksimatlı
- Sızdırmaz



Katalog No	Hacim (L)	Hacim (gals)	Kapak (mm)	Ağız Ø (mm)	Şişe Ebat (mm)	Yükseklik / Kapak Dahil (mm)
E683210	5	1.25			253 x 168	330
E683220	10	2.5	53	38.5	282 x 189	380
E683230	20	5			352 x 243	470

Varil UN Onaylı, HDPE

Materyal: Varil HDPE

- Mavi, yuvarlak, kapak ve sıkıştırma halkası (çember) ile
- Bütün hacimler, katı maddeler için UN onaylı
- En az 1.5 g/ccm. yoğunluğundaki katı maddelerin taşınması için gerekli olan ADR/RID/IMDG-Code (demiryolu / karayolu / deniz) yasal düzenlemelerini karşılar
- PE kapağı ve galvanize sıkıştırma halkası ile tedarik edilir
- Gıda uygunluğu konusunda bilgi almak için bizimle iletişime geçin
- 30 ve 60 L variller tutacaktır



Uygulama Alanları: Depolama / Aktarma - Transfer / Taşıma / İmha etme

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Çapı (mm)	Ebat (mm)	UN Onayı
K290800	30	251	313 x 518	UN 1H2 / X61 / S
K290867	60	325	398 x 620	UN 1H2 / X88 / S
K291093	120	395	469 x 790	UN 1H2 / X225 / S

Bidon UN Onaylı Endüstriyel, HDPE



Materyal: Bidon HDPE

- Yarı saydam ve mavi renk seçeneği
- UN onaylı ambalaj
- Pek çok farklı kapak çeşidiyle endüstri, ticari ve laboratuvar uygulamalarında geniş kullanım alanı
- Bidonlar Kapaksız teslim edilir. Kapak alternatiflerinden size uygun olanı seçiniz

Uygulama Alanları: Depolama / Ambalajlama / Taşıma

HDPE Natürel Renkte

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Çapı (mm)	Kapak (mm)	Ebat (mm)	Ağırlık (gr)	UN Onayı
K295939	2			145 x 109 x 196	110	-
K295966	2.5	34.5	45	153 x 115 x 208	120	UN 3H1 / Y1.6 / 150
K296404	3			153 x 115 x 240	140	UN 3H1 / Y1.6 / 150
K292562	5	40.5	50	190 x 145 x 251	250	UN 3H1 / X1.9 / 250
K295937	6	34.5	45	192 x 145 x 294	265	-
K280289	8			230 x 190 x 270	320	-
K295642	10	40.5	50	230 x 190 x 310	450	UN 3H1 / X1.9 / 250
K296138	20	48.5	60	290 x 246 x 385	950	UN 3H1 / Y1.9 / 250
K295981	30			320 x 284 x 435	1250	UN 3H1 / X1.9 / 250

HDPE Mavi Renkte

Katalog No	Hacim (L)	Ağız Çapı (mm)	Kapak (mm)	Ebat (mm)	Ağırlık (gr)	UN Onayı
K296232	20			290 x 246 x 385	950	UN 3H1 / X1.9 / 250
K286794	25	48.5	60	290 x 246 x 450	1100	UN 3H1 / X1.9 / 250
K295982	30			320 x 284 x 435	1250	UN 3H1 / X1.9 / 250

Kapak ve Aksesuarlar

Şişe Hacmi (mL)	Katalog No (1)	Katalog No (2)	Katalog No (3)	Katalog No (4)	Katalog No (5)	Katalog No (6)
2/2.5/3	K286365	K285874	K285870	K295872	K296921	K290464
5	K295912	K295946	K295901	K290386	K290568	K290465
6/8	K286365	K285874	K285870	K295872	K296921	K290464
10	K295912	K295946	K295901	K290386	K290568	K290465
20					K283884	
25	K295898	K295987	K295984	K290480	K283885	K290465
30						



1. HDPE Vidalı Kapak, Siyah, kırılma halkalı, havalandırmalı
2. HDPE Vidalı Kapak, Siyah, kırılma halkalı
3. HDPE Vidalı Kapak, Kırmızı, kırılma halkalı
4. HDPE Vidalı Kapak, Natürel, kırmızı musluklu
5. HDPE Vidalı Kapak, Beyaz, dağıtıcı pompalı
6. HDPE Şişe anahtarı, açma ve kapama için