

Balon, Cam, Dibi Yuvarlak, Borosilikat Cam 3.3



Dar Boyunlu DIN ISO 1773

Katalog No	Hacim (mL)	Boyun Çapı (mm)	Balon Çapı (mm)
C411403	50	26	51
C411404	100	26	64
C411407	250	34	85
C411410	500	34	105
C411413	1000	42	131
C411414	2000	50	166



Şilifli

Katalog No	Hacim (mL)	Şilif (NS)
C431603	50	NS 29 / 32
C431604	100	
C431607	250	
C431610	500	
C431613	1000	
C431613	1000	

Balon, Cam, Dibi Düz, Borosilikat Cam 3.3



Dar Boyunlu DIN ISO 1773

Katalog No	Hacim (mL)	Boyun Çapı (mm)	Balon Çapı (mm)
C411603	50	26	51
C411604	100	26	64
C411607	250	34	85
C411610	500	34	105
C411613	1000	42	131
C411614	2000	50	166



Şilifli

Katalog No	Hacim (mL)	Şilif (NS)
C432003	50	24 / 29
C432004	100	
C432007	250	
C432013	1000	
C432103	50	
C432104	100	
C432107	250	29 / 32
C432110	500	
C432113	1000	
C432113	1000	

Taban, Balon için, PP

Katalog No	Çap (mm)
L291110	160



Balon Fırçası

- NS 29/32 ve daha geniş balonlar için uygundur

Katalog No	Uzunluk(mm)	Fırça (mm)	Ambalaj / Adet
C624430	400	42 x 20	10



Balon / Erlen Fırçası

Katalog No	Uzunluk (mm)	Ebat (mm)
L291197	560	70 x 160



Balon Joje, Cam, A Sınıfı, Borosilikat Cam 3.3

- DIN EN ISO 1042
- Isıya dayanıklı borosilikat 3.3 camdan DIN EN ISO 1042 standardına uygun olarak üretilmiştir
- Mükemmel kimyasal direnç
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Otoklavlanabilir
- Kalibre edilmiştir
- Çoğu asit ve alkalin çözeltisine karşı dayanıklı boya ile basılmıştır
- Tıpa ile teslim edilir



Şilifli, Kapaklı

Katalog No	Sertifikalı	Hacim (mL)	Şilif (NS)
C232161	C232162	5	7 / 16
C232171	-		10 / 19
C232181	C232182	10	7 / 16
C232191	-		
C232201	C232202	20	10 / 19
C232211	C232212	25	
C232221	C232222		12 / 21
C232231	-	50	14 / 23
C232241	C232242	100	12 / 21
C232251	-		
C232261	C232262	200	14 / 23
C232271	C232272	250	
C232281	C232282	500	19 / 26
C232291	C232292	1000	24 / 29
C232301	C232302	2000	29 / 32
C232311	C232312	5000	34 / 35



Amber Renkli, Şilifli, Kapaklı

Katalog No	Sertifikalı	Hacim (mL)	Şilif (NS)
C233161	C233162	5	7 / 16
C233171	-		10 / 19
C233181	C233182	10	7 / 16
C233191	-		
C233201	C233202	20	10 / 19
C233211	C233212	25	
C233221	C233222	50	12 / 21
C233241	C233242	100	
C233271	C233272	250	14 / 23
C233281	C233282	500	19 / 26
C233291	C233292	1000	24 / 29
C233301	C233302	2000	29 / 32
C233311	C233312	5000	34 / 35

Balon Joje, Plastik

PP, Mat, Kapaklı

Katalog No	Hacim (mL)	Boyun (GL)	Uzunluk (mm)
L290140	25	18	115
L290141	50		150
L290142	100		180
L290143	250	25	235
L290144	500		270
L290145	1000		310



TPX, Şeffaf, Kapaklı

Katalog No	Hacim (mL)	Boyun (GL)	Uzunluk (mm)
L290150	25	18	115
L290151	50		150
L290152	100		180
L290153	250	25	235
L290154	500		270
L290155	1000		310



Balon Jole, Teflon

PFA, Mat, Kapaklı

Katalog No	Hacim (mL)	Boyun (GL)	Uzunluk (mm)
L295046	25	18	115
L295047	50		150
L295048	100		180
L295049	250	25	235
L295050	500		270

