

## İdrar Dansimetresi, Vogel Modeli



Spesifik yoğunluk için, 1.000 - 1.060 kağıt skalalı, 20 °C ayarlı, termometresiz.


Katalog No	Uzunluk (mm)
C330018	90
C330004	

## İdrar Sedimantasyon Seti, Fast Read®






İdrarda hücre sayımı ve sperm hareketlilik ölçümü gibi farklı biyolojik sıvılarının mikroskopik incelenmesi için idealdir. 10 ayrı testi aynı anda yapabilen, optik özelliğe sahip lamel ile bütünleşik, tek kullanımlık sayım lamı, uygulamada ekonomi ve pratiklik sağlar. Set, 1000 ölçüm yapabilen 100 adet Fast Read 102® sayım lamı, 1000 adet 1 mL'lik pastör pipeti ve 1 adet boyama solüsyonundan oluşur.

Katalog No	Ürün Adı	Ambalaj
C318900	İdrar Sedimantasyon Seti, Fast Read®	1 set
C318899	Lam, Fast Read®	100 adet / kutu
N406004		500 adet



## Santrifüj için Kullanılacak Ürünler

Katalog No	Ürün Adı	Ambalaj / Adet
N407004	İdrar tüpü, konik, ebat 16 x 103 mm, hacim 10 mL	250
N406004	Pastör pipeti, kapasite 1 mL	500



## Numune Kabı, Plastik, PP

Hacim 180 mL, ebat Ø63 x 80 mm, vida kapaklı

Katalog No	Steril	Etiket	Ambalaj / Adet
L105047			468
L105049			
L105147			25
L105148	Ⓐ	x	
L105348			25 (tek tek poşetli)



Hacim 120 mL, Ebat Ø63 x 65 mm, Vida Kapaklı

Katalog No	Steril	Etiket	Ambalaj / Adet
L102047			527
L102049			25
L102148			260
L102149	Ⓐ	x	25
L102348			25 (tek tek poşetli)



Hacim 60 mL, Ebat Ø40 x 60 mm, Vida Kapaklı

Katalog No	Steril	Etiket	Ambalaj / Adet
L206047			50
L206048	Ⓐ		600
L206147			50
L206148	Ⓐ	x	
L206348			50 (tek tek poşetli)



Hacim 25 mL, Ebat Ø25 x 80 mm, Vida Kapaklı

Katalog No	Steril	Etiket	Özellik	Ambalaj / Adet
L109247				50
L109248	Ⓐ			
L109447			Kaşıksız	1000
L109448	Ⓐ	x		
L109047				50
L109048	Ⓐ			
L109147			Kaşıklı	50
L109148	Ⓐ	x		
L109348				50 (tek tek poşetli)



## Numune Kabı, Plastik, PS



Şeffaf, geçme kapaklı, çalışma sıcaklığı -10 / +70 °C arasında olup, kimyasallara karşı direnci

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Steril	Ambalaj / Adet
L103017	30	Ø34 x 41		50
L103018			R	
L104017	45	Ø34 x 60		
L104018			R	
L202037	60	Ø60 x 34		20
L202038			R	

## Numune Kabı, Plastik, LDPE



Mat, vida kapaklı, kalın duvarlı, çalışma sıcaklığı -50 / +75 °C arasında olup, kimyasallara karşı direnci yüksektir.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L292051	5	Ø21 x 30
L292052	30	Ø35 x 53
L292053	90	

## Numune Kabı, Teflon, PFA



Yarı şeffaf, vida kapaklı, çalışma sıcaklığı -200 / +260 °C arasında olup, kimyasallara karşı direnci çok yüksektir.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L295080	30	Ø38 x 54
L295081	60	Ø38 x 90
L295082	90	Ø54 x 62
L295083	180	Ø54 x 112

## Gaita Kabı, Plastik, PP



Hacim 25 mL, Ebat Ø25 x 80 mm, Vida kapaklı

Katalog No	Steril	Etiket	Özellik	Ambalaj / Adet
L109247				50
L109248	A		Kaşksız	
L109447		x		1000
L109448	A			
L109047			Kaşklı	50
L109048	A			
L109147				
L109148	A	x		
L109348	A			



R Gama steril I

## Gaita Kabı, Plastik, PS, Mavi Kapaklı

Katalog No	Hacim (mm)	Ebat (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C113001	18	22 x 63	Geçme kapak	250
C113002	25	25 x 90		100



## Numune Taşıma Sepeti ve Standı

- Taşıma sepeti haznesi ABS plastiktendir ve sürgülü, şeffaf akrilik kapağa sahiptir.
- Evrak taşıma gözlü ve sepetin sallanmasını önleyen kilitlenebilir saplıdır.
- Stand PP plastikten olup 180, 150 ve 25 mL'lik numune kaplarının taşınmasına uygundur.

Katalog No	Malzeme Adı	Özellik
L170084	Sepet	430 x 280 x 130 mm ebadında
L170184	Stand	8 adet büyük ve 3 adet küçük göze sahip



## 24 Saatlik İdrar Toplama Kabı

### Karton, İçi PE Poşet Kaplı, Tek Kullanımlık

Katalog No	Hacim (L)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L108094	2.5		5

### Plastik, HDPE, Yatay, Geniş ağızlı, Vida Kapaklı, Musluklu

Katalog No	Hacim (L)	Ebat (mm)
	2.5	255 x 100 x 100



### Plastik, HDPE, Dikey, Geniş Ağızlı, Vida Kapaklı

Katalog No	Hacim (L)	Özellik	Ebat (mm)
L108230	2		180 x 90 x 215
L108231		Tek tek paketlenmiş, özel kutusu içinde	

