

Lökosit ve Eritrosit Pipeti, Cam

Thoma lökosit ve eritrosit pipetleri, beyaz arka fona ve mavi taksimatlandırmaya sahiptir. A kalite olup, tolerans $\pm \%3$ 'tür.

Katalog No	Ürün Adı	Dilasyon Oranı	Ambalaj / Adet
C326400	Lökosit Pipeti (beyaz boncuklu), ince uçlu	1:10	10
C326500	Eritrosit Pipeti (kırmızı boncuklu), ince uçlu		



Hemoglobin Pipeti, Sahli

Hacim 20 µL, beyaz arka fonlu ve mavi taksimatlı.

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C326635	İnce uçlu Standart	25




Pipetler için Ağızlık ve Hortum

Lökosit, eritrosit ve hemoglobin pipetlerinde kullanıma uygun olan hortum şeffaf silikondur. Ağızlık ise PS plastiktendir ve iki farklı renk seçeneğine sahiptir.

Set

Katalog No	İçerik	Ambalaj / Adet
C404040		50



Ağızlık

Katalog No	Renk	Ambalaj / Adet
C583300	Beyaz	100
C583400		

Hemositometre

Plastik kutuda olan set; 1 adet sayım lamı ve 2 adet lamel, 1'er adet eritrosit ve lökosit pipeti, 16 cm uzunluğunda beyaz ve kırmızı ağızlıklı 2 adet silikon hortumdan oluşmaktadır.

Katalog No	Tip	Derinlik (mm) (tol. $\pm \%2$)	Özellik
C962010	Naubauer-improved	0.1	Standart
C962030			Aynalı
C962410	Fuchs-Rosenthal	0.2	Standart
C962430			Aynalı



Hemoglobinometre, Sahli



Kandaki hemoglobin miktarını kolorimetrik olarak ölçen pratik bir sistemdir. Analiz sonucunda oluşacak renk yoğunluğu kandaki hemoglobin miktarı ile orantılıdır. Karton kutu içerisindeki ölçüm seti; 2 farklı renkte opal camlı PS plastik taban, karşılaştırma tüpü, 20 µL'lik bir hemoglobin pipeti, yaklaşık 16 cm uzunluğunda silikon hortum ve beyaz ağızlık, damlatma pipeti ve puarı,

Katalog No
C324300

Ürün Adı

Hemoglobin Tüpü, Cam



Soda lime cam, dibi yuvarlak, dudaklı ve sarı/kırmızı renkli çift skalalı. Tüp skalası sadece Sahli modeli Hemoglobinometre ile kullanım için ayarlanmıştır.

Katalog No
C324400

Ürün Adı

Hemoglobin tüpü

İlaç Kadehi



· Taksimatlı

Katalog No	Özellik	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C420700	Cam	25	5
C109504	PP, Şeffaf		
C109508	PP, Yeşil		
C109509	PP, Kırmızı	30	75
C109510	PP, Mavi		
C109511	PP, Sarı		
C109507	PP Kapak		250

İlaç Kutusu



Katalog No

Özellik

Ambalaj / Adet

C111192

7 Günlük


1

C111213

4 Bölmeli

Lanset, Paslanmaz Çelik

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C730200	Tek kullanımlık, steril	200
C111103	Alerji için, steril	



Otomatik Lanset

- Tek kullanımlık, gövdenin içinde kalan uç gama sterildir
- Yaralanma ve enfeksiyonu önler, güvenli kullanım içindir
- Hızlı bir şekilde ağrısız penetrasyon işlemi gerçekleşir
- 98/79 / EC IVD direktifine göre vücut dışı tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine uygundur



Katalog No	Gösterge Boyutu / Penetrasyon Derinliği	Renk	Kullanım Alanı	Ambalaj / Adet
C730800	18G / 1.8 mm bıçak	Yeşil	Bebek ve yenidoğan, topuktan	100
C730801	28G / 1.8 mm iğne	Mor	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri	
C730802	26G / 1.8 mm iğne	Sarı	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri	
C730803	26G / 2.4 mm iğne	Mavi	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri, erişkin ciltler için	
C730804	21G / 1.8 mm iğne	Turuncu	Hemoglobin (kan bankaları), kolesterol, pıhtılaşma, kan gazı ve diğer tanı testleri. Pediatri ve erişkin ciltler için.	
C730805	21G / 2.4 mm iğne	Pembe	Hemoglobin (kan bankaları), kolesterol, pıhtılaşma, kan gazı ve erişkin ciltler için diğer tanısal testler.	

Alkol Swab, Enjeksiyon için (Alkollü Mendil)

Enjeksiyon bölgesinin temizlenmesi için %70'lik izopropil alkol emdirilmiş temizleme mendilleri. Tek tek ambalajlı, non-steril.

Katalog No	Ebat (cm)	Ambalaj / Adet
C131897		100



Turnike

Elastik bant gevşetilmeden açılmayı önleyici 2 aşamalı bir güvenlik sistemine sahiptir. Yandaki butonları elastik bant gergin olduğu süre sabittir.

Katalog No	Tip	Model	Ambalaj / Adet
C111106		Jetpull ultimate	1
C111107	Pediyatrik		
C111108		Jetpull pro	



Erime Noktası Tayin Pipeti, Cam



İki Ucu Açık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C293001	70	1.20	0.90	100
C293003	80	0.60	0.42	
C293004		0.80	0.56	
C293005	1.00	0.80		
C293007	100	1.50	1.20	
C293008		1.00	0.80	
		1.55	1.15	

Bir Ucu Açık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C294002	75	2.00	1.50	50
C294005	80	1.00	0.80	100
C294006		1.30	1.00	
C294011	1.40	1.00		
C294007	1.50	1.20		
C294008	100	1.00	0.80	
C294009		1.20	0.90	
		1.55	1.15	

Kapiler Pipet, Cam



Tek kullanımlık mikro pipetler 29 ± 1 mm uzunluğundadır.

Heparinsiz

Katalog No	Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C291009	10	100 x 10
	20	

Sodyum-heparinli (80 iu/ml)

Katalog No	Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C291109	10	100 x 10
	20	

Mikro Pipet, Cam



- Tek kullanımlık mikro pipetler yaklaşık 125 mm uzunluğunda, heparinsiz ve 5 µL'de dairesel işaretlidir.
- DIN ISO 7550 standartlarına uygundur.

Katalog No	Taksimat (µL)	Ambalaj / Adet
C292007	1 + 2 + 3 + 4 + 5	250
C292009	10	
C292010	20	
C292015	50	
C292016	100	
C292017	200	

Mikro Pipetleme Cihazı

Hacmi 1µL'den 200 µL'ye kadar olan mikropipetler, lökosit eritrosit pipetleri ve kapasitesi 1mL'ye kadar olan diğer pipetler ile kullanıma uygundur. 121°C'ye kadar otoklavlanabilir.

Katalog No	Ürün Adı
C296008	



Hematokrit Tüpü, Cam

Heparinsiz

Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C290000	1.5 - 1.6	1.1 - 1.2	75	100 x10
C290001	1.3 - 1.4	0.9 - 1.0		

Sodyum-heparinli (80 iu/ml)


Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C290100	1.5 - 1.6	1.1 - 1.2	75	100 x10
C290101	1.3 - 1.4	0.9 - 1.0	60	
C290102	1.5 - 1.6	0.5 - 0.6		



Hematokrit Macunu

Hematokrit tüplerin uçlarını kapatmaya uygun macun plakaları 1'den 48'e kadar numaralandırılmıştır.


Katalog No	Ürün Adı	Ambalaj / Adet
C296009	Hematokrit macunu 48 sıralı	



Hematokrit Tüpü, Wintrobe modeli

Soda lime cam, dibi yuvarlak, dudaksız, kırmızı/beyaz renkli çift skalalı, 105 mm uzunluk, taksimatlı.


Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)
C323000	6.5	



Damlalık Pipeti, Cam

Sodalime cam, düz uçlu, dudaklı, puarsız.

Katalog No	Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Ambalaj / Adet
C401020	75	6 / 7	100
C401070	150	7 / 8	200
C590202	Puar, damlalık pipeti için, kırmızı kauçuk		10



Kan Gazı için Kapiler Tüp, Cam



Tek kullanımlık sodyum-heparinli (80 iu/mL) kapiler tüplerin uzunluk toleransı ± 1 mm ve çap toleransı ± 0.05 mm'dir.


Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	Min. Hacim (µL)	Ambalaj / Adet
C295100	75		130.0	1000
C295101	100	2.3	175.0	
C295102	125		220.0	250
C295105		1.75		

Karıştırıcı ve Kapak, Kan Gazı Kapiler Tüpler için



Karıştırıcı, Esnek Çelik

Katalog No	Uzunluk (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C296012		1.75	
C296013	9 ± 1	2.3	250



Kapak, Beyaz Kauçuk

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Ambalaj / Adet
C296014	1.75	1000
	2.3	500

Kan Sedim Pipeti, Westergren Modeli

Şeffaf cam, 300 mm uzunluk, 0 - 200 mm arası beyaz taksimatlı.



Katalog No	Kullanım	Ambalaj / Adet
C301010	Makro metot için	50
C324262	Mikro metot için	24

Sedim Standı, Westergren modeli




Hızlı metot için, paslanmaz çelik, karıştırma tüpü ve kauçuk kapaklı, pipetsiz.

Katalog No	Test Sayısı
C323258	3
C323260	6
C323261	10

Kan Grubu Tayin Plağı ve Bağeti, Plastik PS

Katalog No	Ürün Adı	Ambalaj / Adet
L120610	Kan grubu tayin plağı, 10'lu	1
L120110	Kan grubu tayin plağı, 4'lü	500
L132010		



Kan Karıştırma Çubuğu, Plastik PS

Kan pıhtısını çözmek ve ayırmak için bir ucu düz, bir ucu çengel şeklinde çubuk.

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L131010	4.5 x 159	500



Eritrosit Sedimentasyon Oranı Sistemi (ESR), Sediplast®

Patentli LP Sediplast® ESR Sistemi küçük ebatları ve kolay kullanımı ile pratiklik ve zamandan tasarruf sağlar. Analiz için 0.2 mL sodyum sitrat içeren test tüpü 0.8 mL kan ile işaretli yere kadar doldurulur. 5 ya da 6 kez yavaşça karıştırılır ve pipet delinebilir kapağın üzerinden itilerek dikkatlice tüpün içerisine sokulur. Pipet ile test tüpünün tabanı arasında sabit temasın sağlanması gerekir. Sediplast® ESR Sistem sadece 0.8 mL kan ile çalıştığı için küçük çocuklar üzerinde yapılan testler için de uygundur.

ESR Sediplast® pipetleri ICHS'ye uygun olarak oldukça titiz spesifikasyonlar altında üretilmiştir.

Pipet Uzunluğu : 200 mm
İç çap : 2.5 ± 0.15 mm
Çap toleransı : ±0.05 mm
Taksimatlandırma : 0-150 ± 0.35 mm



Eritrosit Sedimentasyon Oranı Sistemi (ESR), Sediplast®

Katalog No	Ürün Adı	Antikoagülan	Kapak	Etiket	Ambalaj / Adet
L244173		+	+	+	
L244177	Sedim tüpü ve pipeti	+	+	-	250
L244570		-	-	-	
L184010	Rack, Sediplast® 10'lu				1