

## Patoloji Şişesi, Cam

Beyaz billur cam, yıkanabilir, siyah kauçuk contalı vida kapaklı.

Katalog No	Hacim (mL)	Tip
C361200	7	Bijou
C361301	14	McCartney
C361502	28	



## Kutu, Cerrahi ve Anatmik Numuneler için

PS plastik, serigrafi baskılı, tek kullanımlık, sızdırmaz kapaklı.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L190500	500	Ø125 x 70	10
L191000	1000	Ø125 x 120	
L192500	2500	Ø200 x 130	4
	5000	Ø200 x 215	



## Poşet, Cerrahi ve Anatmik Numuneler için

PE plastik, sızdırmaz kilitli, yazım alanlı.

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L193930	50 x 100	250
L194930	80 x 150	
L195930	150 x 150	250
L196930	180 x 200	
L197930	230 x 300	
L198930	300 x 300	



## Numune Kabı, Cerrahi ve Anatomik Numuneler için



Kristal PS plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L190015	15	Ø35 x 33	
L190030	30	Ø35 x 55	50
L190100	100	Ø65 x 55	
L190200	200		25

## Numune Kabı, Plastik, Geniş Boyunlu- PP



**Materyal:** Kap PP/ Kapak PP- Otoklavlanabilir

- Yarı saydam ve sert
- Kolay örnek almayı sağlayan yapı
- Mükemmel kimyasal direnç sunar
- Yarı katı ve katı örnekleri ve uygun laboratuvar malzemelerinin toplanması ve saklanması için çok yönlü kullanım sağlar
- Otoklavlamaya dayanıklı

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)
E882080	125	4	70
E882090	250	8	
E882200	500	16	
E882222	1000	32	120

## Numune Kabı, Plastik, Geniş Boyunlu, Renkli



**Materyal:** Kap Renkli PC/ Kapak PP- Otoklavlanabilir

- Uygun otoklavlama sayısı ile ilgili bilgi isteyiniz

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)	Renk
E881080				Mavi
E881081	125	4		Yeşil
E881082			70	Gri
E881090				Mavi
E881091	250	8		Yeşil
E881092				Gri
E881100				Mavi
E881101	500	16		Yeşil
E881102			120	Gri
E881111				Mavi
E881112	1000	32		Yeşil
				Gri

## Numune Kabı, Plastik, Geniş Boyunlu- PMP

**Materyal:** Kap PMP/ Kapak PP- Otoklavlanabilir

- Yüksek şeffaflığa, mükemmel kimyasal dayanıma sahiptir
- Formaldehit kaybı yılda sadece %2 olduğu için müzelerde kullanıma uygundur

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)
E883080	125	4	70
E883090	250	8	
E883300	500	16	120
	1000	32	



## Numune Kabı, Plastik, Geniş Boyunlu, PC/PP

**Materyal:** Kap PC/ Kapak PP- Otoklavlanabilir

- Yüksek şeffaflığa, mükemmel kimyasal dayanıma sahiptir
- Soğuk oda ve buzdolabında kullanım için uygundur

Katalog No	Hacim (mL)	Hacim (oz)	Kapak (mm)	Renk
E881083	125	4	70	Natural
E881093	250	8		
E881103	500	16	120	
	1000	32		



## Hücre Sayıcı, Dijital

Özellikle başta kan hücrelerinin ve diğer farklı partiküllerin sayımına uygun dijital göstergeli elektronik sayaç. 6 adet fonksiyon ve 15 adet sayım (hücre tipini gösteren) düğmesine sahip sayaç, üç farklı ve bir opsiyonel olmak üzere toplam 4 adet sayım programına sahiptir. Opsiyonel program sayesinde kullanıcı kendi sayım veya analiz çeşidine göre sayıcıyı programlayabilir. Sayım aralığı maksimum 1000 adet partiküldür. Çalışma ortamı sıcaklığı 5/40 °C arası ve bağıl nemde max. %80 olmalıdır.

Katalog No	Özellik	Tip	Ebat (mm)
C714002	230 V	PC'ye bağlanabilir	210 x 190 x 25
C714003			

