

Cam Büretler

Mohr Modeli

AS Sınıfı, Cam Musluklu

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ambalaj / Adet
C241030	50	0.10	2
C241040	100	0.20	

AS Sınıfı, PTFE Musluklu

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ambalaj / Adet
C242201	10	0.02	2
C242211	25	0.05	
C242231	50	0.10	
C242241	100	0.20	



Schilling Modeli, Plastik Şişeli, Tabanlı

B Sınıfı

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Şişe Rengi	Şişe Hacmi (mL)
C260400	5	0.05		500
C260500	10			
C260700	25	0.10	Amber	1000
C260800	50			
C260080	25			



Pellet Modeli, Ara Musluksuz, Şişesiz


AS Sınıfı

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)	Ambalaj / Adet
C251001	10	0.02	2
C251011	25	0.05	
C251031	50	0.10	



Cam Büretler

Mikrobüret, Bang Modeli, AS Sınıfı, Düz Cam Musluklu



- Borosilikat 3.3 cam
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Ani ısı değişimine karşı dayanıklı
- Mavi taksimatlı

Katalog No	Hacim (mL)	Taksimat (mL)
C261001	1	
C261101	2	0.01
C261201	5	
C261401	10	0.02

Büret Tabanı



Metal ve ahşaptan üretilmiştir.

Katalog No	Özellik
C664200	Bang modeli mikrobüret için

Rezervuar Şişesi, Cam, Şilifli



- Soda lime cam
- Kapaksız, boyun kısmı buzlu NS 29/32

Katalog No	Hacim (mL)	Renk
C361909		
C361919	2000	Amber

Büret Fırçası

Katalog No	Uzunluk (mm)	Fırça: uzunluk x Ø	Ambalaj / Adet
C626029	1000	28	1



Büret Kıskaçı

- Nikel Kaplama

Katalog No	Boy x En (mm)	Ambalaj / Adet
C663001	1 Büret için	1
C663003	2 Büret için	1



Büret Standı

- Çelik
- Kauçuk ayaklar standın kaymasını engeller

Katalog No	Boy x En (mm)	Ambalaj / Adet
C664702	210 x 130	1



Katalog No	Boy x En (mm)	Ambalaj / Adet
C664761	750 x 12	1

Büret Standı, Plastik, Orta Destekli

Materyal: PP

Katalog No	Boy x Genişlik (mm)	Materyal
E141010	220 x 150	PP Taban/Plastik kaplı çubuk
E141020	300 x 200	PP Taban/Plastik kaplı çubuk
E143010	220 x 150	PP Taban/Paslanmaz çelik çubuk
E143020	300 x 200	PP Taban/Paslanmaz çelik çubuk



Büret Standı, Plastik, Kenar Destekli**Materyal:** PP

Katalog No	Boy x Genişlik (mm)	Materyal
E142010	220 x 150	PP Taban/Plastik kaplı çubuk
E142020	300 x 200	
E144010	220 x 150	PP Taban/Paslanmaz çelik çubuk
E144020	300 x 200	

Büret Kıskaçı, Plastik**Materyal:** PP

- Polipropilen yaylı kıskaç / Korozyona dayanıklı
- Kauçuktan yapılmış kaydırmaz kulplar büretin sıkıca tutulmasını sağlar
- Farklı çaplardaki büret çubuklarına uyum sağlayan adaptöre sahiptir
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Tip
E121100	Tekli
E121200	

Ayırma Hunisi Tutucusu, Plastik**Materyal:** PP

- Korozyona dayanıklı / Otoklavlanabilir
- Farklı çaplardaki büret çubuklarına uyum sağlayan adaptöre sahiptir

Katalog No	Tip
E122100	Tekli
E122200	Çiftli

Ayırma Hunisi Tutucusu**Materyal:** PP

- Korozyona dayanıklı / Otoklavlanabilir
- Konik gövdeli kıskaç ayırma hunisini sıkıca kavrar, ön taraftaki açıklık ise huni içerisindeki çözelti seviyesinin rahatlıkla görülebilmesini sağlar
- Farklı çaplardaki büret çubuklarına uyum sağlayan adaptöre sahiptir

Katalog No	Tip
E123000	Tekli