

## Tartım Kabı (Vezin Kabı)



## Cam, Kısa Form

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
C450000	15	Ø35 x 30
C450010	30	Ø50 x 30
C450020	80	Ø80 x 30

## Cam, Uzun Form

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
C450130	10	Ø25 x 40
C450140	20	Ø30 x 50
C450150	45	Ø35 x 70
C450170	70	Ø40 x 80



## Plastik PP

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L292060	30	Ø30 x 50
L292062	70	Ø40 x 70
L292063	400	Ø70 x 120



## Plastik PSA

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L174112	10	41 x 41	250
L178912	90	89 x 89	100
L171412	270	140 x 140	100



## Alüminyum

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
P010010	5 x 100	80

## Saat Camı


### Soda Lime, Kenarları Traşlı

Katalog No	Çap (mm)	Ambalaj / Adet
C170410	40	10
C170510	50	
C170610	60	
C170710	70	
C170810	80	
C170910	90	
C171010	100	
C171100	120	
C171200	125	
C171400	150	
C171600	200	



## Teflon PTFE

Katalog No	Çap (mm)	Uygun Beher (mL)
L290575	30	5 - 10
L290576	50	50
L290577	65	100
L290578	80	250
L290579	100	500
L290580	125	1000



## Buharlaştırma Kabı

### Cam, Yuvarlak

Katalog No	Hacim (mL)	Çap (mm)
C421301	40	10
C421302	50	15
C421304	60	45
C421306	60	70
C421308	90	80
C421309	170	95
C421310	320	115
C421312	600	140
C421314	1500	190



## Buharlaştırma Kabı



## Teflon PTFE, Dibi Düz

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Özellik
L290567	25	Ø42 x 25	Ağızsız
L290568	100	Ø80 x 28	
L290564	25	Ø38 x 34	
L290565	150	Ø78 x 43	
L290566	350	Ø100 x 60	



## Teflon PFA, Kapaklı

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L295085	25	Ø50 x 25
L295086	50	Ø50 x 54

## Kristalizasyon Kabı, Cam



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Özellik
C421400	20	Ø40 x 25	Ağızsız
C421403	40	Ø50 x 30	
C421405	60	Ø60 x 35	
C421407	100	Ø70 x 40	
C421408	150	Ø80 x 45	
C421409	300	Ø95 x 55	
C421410	500	Ø115 x 65	
C421411	900	Ø140 x 75	
C421413	2000	Ø190 x 90	
C421414	3500	Ø230 x 100	
C421500	20	Ø40 x 25	
C421503	40	Ø50 x 30	
C421505	60	Ø60 x 35	
C421507	100	Ø70 x 40	
C421508	150	Ø80 x 45	
C421509	300	Ø95 x 55	
C421510	500	Ø115 x 65	
C421511	900	Ø140 x 75	
C421513	2000	Ø190 x 90	
C421514	3500	Ø230 x 100	

## Düz ve Vakumlu Desikatörler, Plastik

Desikatörler kalın duvarlı olup yüksek kaliteli plastik malzemeden üretilmiştir. Hafif ve kolay taşınabilir 735 mm Hg civa vakuma 24 saat boyunca dayanabilir. 3 yollu PP musluk teflon vanaya sahiptir ve 6.35 mm çaplı hortumlar ile kullanılabilir.

Çap (mm)	150	200	250	300
Flanş O.D. Taban (mm)	172	230	275	335
İç Çap (mm)	150	198	240	296
PP Plate O.D. (mm)	138	188	229	290
Toplam Yükseklik (mm)	205	255	310	383

### Desikatör, Diskli, Vakumsuz

Materyal: PC/PP

Katalog No	Çap (mm)
E401010	150
E401020	200
E401030	250
E401040	300



### Desikatör, Diskli, Vakumlu

Materyal: PC/PP

Katalog No	Çap (mm)
E402010	150
E402020	200
E402030	250
E402040	300



### Desikatör, Vakumlu, Tamamı Şeffaf

Materyal: PC/PP

Katalog No	Çap (mm)
E403010	150
E403020	200
E403030	250
E403040	300



### Desikatör için Yedek Conta

Materyal: Silikon kauçuk

Katalog No	Çap (mm)
E402011	150
E402021	200
E402031	250
E402041	300

## Düz ve Vakumlu Desikatörler, Cam



### Cam, Disksiz, Plastik Tutacaklı

- Borosilikat cam 3.3 simax
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Çap (mm)	Özellik
C420301	100	Musluksuz
C420303	150	
C420305	200	
C420306	250	
C420307	300	
C420401	100	
C420403	150	
C420405	200	
C420406	250	
C420407	300	



### Disk, Porselen, Desikatör için

Katalog No	Çap (mm)
C683301	100
C683304	150
C683307	200
C683310	250
C683313	300



## Porselen Kayıkçık



- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Maksimum çalışma sıcaklığı 1350° C'dir
- Tutacıklıdır

Katalog No	Boy (mm)	En (mm)	Yükseklik (mm)	Ambalaj / Adet
C686801	90	14	8	10

## Porselen Kapsül



- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Maksimum çalışma sıcaklığı 1100° C'dir

Katalog No	Çap (mm)	Boy (mm)	Hacim (mL)
C683610	50	24	24
C683615	63	28	36
C683612	81	38	107
C683614	100	45	190
C683621	132	55	390
C683624	200	80	1000
C683626	300	140	6000

## Porselen Kroze

- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Maksimum çalışma sıcaklığı 1100° C'dir

Katalog No	Çap (mm)	Boy (mm)	Hacim (mL)	Özellik
C687002	30	19	5	Kısa Form
C687005	35	22	10	
C687007	40	25	17	
C687009	45	28	21	
C687012	50	32	34	
C687015	60	38	62	
C687018	70	44	91	
C687105	35	28	12	Orta Boy
C687108	40	32	20	
C687112	45	36	30	
C687115	50	40	45	
C687119	60	48	80	
C687123	70	56	120	
C687207	30	38	15	
C687210	35	44	26	
C687212	40	50	35	
C687216	45	56	50	
C687217	50	62	72	
C687222	60	75	130	



## Porselen Kroze Kapağı

- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Termal şoklara karşı dirençlidir
- Maksimum çalışma sıcaklığı 1100° C'dir

Katalog No	Kapak Çapı (mm)	Uygun Kroze Çapı (mm)
C688030	34	30
C688035	39	35
C688040	44	40
C688045	49	45
C688050	54	50
C688060	64	60
C688070	74	70



## Kroze Tutacağı, Paslanmaz Çelik

Katalog No	Boy (mm)
C665601	200
C665605	400



## Havan ve Havaneli



## Porselen Havan

Katalog No	Hacim (mL)	Çap (mm)
C685105	30	56
C685107	70	63
C685109	75	76
C685112	100	83
C685113	160	90
C685116	220	105
C685118	400	125
C685121	500	139
C685123	650	150
C685126	1000	180

## Porselen Havaneli



Katalog No	Boy (mm)	Çap (mm)	Uygun Havan
C686001	115	24	C685109 + C685107 + C685105
C686003	135	30	C685112 + C685113
C686006	150	36	
C686009	175	42	C685121
C686014	210	55	C685123
C686019	250	74	C685126

## Cam Havan, Havaneli ile Birlikte



Katalog No	Çap (mm)	Yükseklik (mm)
C420201	80	60
C420202	100	75
C420203	120	50
C420204	150	110

## Plastik MF, Havan ve Havaneli



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ağırlık (g)	Havan	Havaneli
L291140	300	Ø125 x 75			
L291141	500	Ø150 x 90		x	
L291143		Ø30 x 125	55		
L291144		Ø35 x 145	85		
L291145		Ø40 x 160	120		x
L291146		Ø42 x 215	175		