

Test Tüpleri, Cam

Dibi Yuvarlak, Taksimatsız



Soda Lime Cam

Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C370318		10 x 75		1000
C370323	0.6	12 x 75		500
C370334		12 x 100		
C370445		16 x 100		310
C370452	0.8	16 x 130	Düz	500
C370462		16 x 150		1000
C370479		16 x 160		500
C370584	1.0	18 x 180		100
C370696	1.2	25 x 200		63
C370734	0.6	12 x 100		100



Borosilicate Cam 5.1

Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C371123	0.6	12 x 75		
C371244	0.7	16 x 100		1000
C371262		16 x 150		

Santrifüj Tüpleri, Cam



Dibi Konik, Taksimatlı, Hacim 15 mL

Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Taksimat (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
C390022			0-15 : 0.1	Soda lime, dudaksız	
C391002			-		
C391012	1	16 / 17 x 112 / 113	0-10 : 0.1, 15 mL işaretli	Soda lime, dudaklı	100
C391022					
C394022			0-15 : 0.1	Borosilicate	



Kısa Form, Dibi Konik 30° açılı

Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Hacim (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
C390601	1.2	16 / 17 x 98	10	Borosilicate cam 3.3, dudaksız	100



Dibi Yuvarlak, Taksimatsız, Kalın Duvarlı

Katalog No	Ø x Boy (mm)	Hacim (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
C392111	16 x 100	12		100
C392141	34 x 100	50	Borosilicate cam 3.3, düz	
C392181	40 x 115	80		10

Kültür Tüpü, Cam

- Tüpler taşıma ve kültürlerin gelişimi için uygundur

Dibi düz, 3. hidrolitik sınıf soda lime camdan yapılmış.

Katalog No	Uzunluk x çap (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C387551	144.5 x 17.75	1.05	24	252
C387700	179.5 x 17.75		31	
C387400	112.5 x 16.1	0.05	15	299

Dibi düz, 1. hidrolitik sınıf borosilikat camdan yapılmış

Katalog No	Uzunluk x çap (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C387153	49.5 x 16.1	0.95	5	480

Dibi yuvarlak, 3. hidrolitik sınıf soda lime camdan yapılmış

Katalog No	Uzunluk x çap (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C374679	160 x 16.1	0.95	22	299

Kültür Tüpü Kapağı, Alüminyum

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C660129	121 °C'de otoklavlanabilmektedir.	252

Kültür Tüpü, Cam, Siyah Vida Kapaklı

- Borosilikat cam 3.3
- Kimyasallara ve termal şoklara karşı dirençlidir
- 110 °C'ye kadar steril edilebilir
- Beyaz yazı alanı mevcuttur
- Taksimatsız
- Duvar kalınlığı: yaklaşık. 1.0-1.1 mm

Katalog No	Uzunluk x Çap (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C373737	100 x 13	8	100
C373752	125 x 16	16	
C373762	150 x 16	20	

Durham Tüpü, Cam

- Mikrobiyolojide mikroorganizmalar tarafından üretilen gazı tespit etmek için kullanılır
- Büyük test tüplerine ters olarak yerleştirilir
- Dibi yuvarlak

Katalog No	Uzunluk x Çap (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C370400	35 x 6	0.5	250
C370401	25 x 7		
C370406	50 x 6	0.75	350



Test Tüpleri, Plastik

Santrifüj Tüpleri, PP, 15 - 50 mL SPINWIN™

- Tüpler, USP Class VI onaylı medikal sınıf polipropilen (PP) ve kapakları da yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeden üretilmiş olup, otoklavlanabilir özelliktedir
- Tüpler tek elle kolay açılıp kapanabilen vidalı ağız yapısına sahiptir. Kapağın sadece ¾ tur döndürülmesi ile tam sızdırmazlık ve ilave ¼ tur döndürülmesi ile de mükemmel kapanma sağlanmış olur
- Kalın ve sağlam tüp duvarı, üstün performans sağlar
- -80°C'de kriyojenik depolama için uygundur
- Etiketleme alanına sahiptir. Taksimatlandırma net bir şekilde okunabilir ve kimyasallara dayanıklıdır
- Tüpler 16000xg RCF 'ye kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklıdır
- Yeniden kapatılabilir kilit ağızlı poşet içerisinde ambalajlanmıştır
- Tüpler DNase, RNase ve pirojen free özelliğe sahip olup, ürünler bu durumu belgeleyen sertifika ile teslim edilir
- Amber renkli tüpler; sahip oldukları amber renk özelliği ile de ışığa duyarlı uygulamada kullanım için üretilmişlerdir.
- Etekli tüpler; sahip oldukları taban özelliği sayesinde tüp standlarına gerek duymadan tezgah üzerinde rahatlıkla dik şekilde durabilirler



Katalog No	Hacim (mL)	Ambalaj	Steril	Özellik	Ambalaj / Adet	
E500031	15	Poşet	_____	Şeffaf, konik tabanlı	25	
E546021			x			
E500131		Rack	_____			
E546121			x			
E500041	50	Poşet	_____		Amber Renkli, konik tabanlı	25
E546041			x			
E500141		Rack	_____			
E546141			x			
E546011	15	Poşet	_____	Amber Renkli, konik tabanlı		50
E546051			x			
E546111		Rack	_____			
E546151			x			
E546031	50	Poşet	_____		Şeffaf, etekli	25
E546061			x			
E546131		Rack	_____			
E546161			x			
E500043	50	Poşet	_____	Şeffaf, etekli		25
E546043			x			
E546046		Rack	_____			
E546047			x			



Santrifüj Tüpleri, PS, Konik Tabanlı, 15 - 50 mL SPINWIN™

- Tüpler polistiren (PS) ve kapakları da yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeden üretilmiştir
- Tüpler 3000xg RCF 'ye kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklıdır

Katalog No	Hacim (mL)	Ambalaj	Steril	Özellik	Ambalaj / Adet
E546010	15	Poşet	x	Şeffaf,	50
E546110		Rack			

Test Tüpleri, Plastik

Falcon Tüpü, Plastik, Dibi Konik, Taksimatlı, Vida Kapaklı

Katalog No	Materyal	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Steril	Özellik	Ambalaj / Adet
L111547	PP	15	Ø17 x 120			125
L111548				Ⓡ		
N402350				ⓐ		
L116047	PP	50	Ø30 x 115			25
L116048				Ⓡ		
N402388						



AGA Tipi Autochemist Uyumlu, Plastik PS, Dibi Konik

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112013	12	Ø16 x 110	250



İdrar Tüpü, Uriplast®

Sediment toplama hazneli, 2,5-5-10 mL taksimatlı.

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112410	Test tüpü, PS	12	Ø16 x 105	50
L114137	Kapak, PE		Ø16	



İdrar Tüpü

Geniş ağızlı, 1 mL'den 12 mL'ye kadar her 3 ml'de bir taksimatlı.

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112017	Test tüpü, PS	12	Ø17 x 105	50
L113136			Ø17	



Ⓡ Gama Steril

Test Tüpleri, Plastik



Dibi Yuvarlak, Vida Kapaklı

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L118710	Test tüpü, PS	8	Ø13 x 100	100
L115710		5	Ø13 x 75	
L118733	Kapak, PE		Ø13	

Hacim 10 mL

Dibi Yuvarlak, 2,5-5-10 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L111040	PP	Ø16 x 100				250
L111140				x		
L111010				x		
L111110						
L111018			®		x	1800
L111118				x		100

Dibi Konik, 0,5-1-2,5-5-10 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L112040	PP	Ø16 x 100				250
L112140				x		100
L112010						250
L112110				x		
L112018			®			100
L112118				x	x	

Hacim 8 mL

Dibi Yuvarlak, 2,5-5 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Etiket	Ambalaj / Adet
L119040	PP	Ø16 x 75		250
L119140			x	
L119010				

Hacim 5 mL

Dibi Yuvarlak, 0,5-2,5-5 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L113040	PP	Ø12 x 92				600
L113140				x		
L113010						
L113110				x		
L113018						100
L113118			®	x	x	250

® Gama Steril

Test T berleri, Plastik

Hacim 5 mL

Dibi Yuvarlak, Taksimatsız

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	�zellik	Ambalaj / Adet
L110440	PP	�12 x 75	Dudaklı	500
L110441			Dudaksız	
L110411				250
L110412				



Dibi D z, 1-2.5-5 mL Taksimatl 

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L115040	PP	�16 x 60				300
L115010						
L115110			x			
L115048	PP		�		x	250
L115148				x		



Hacim 3 mL

Dibi Yuvarlak, 0.5-1-2-3 mL Taksimatl 

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L117040	PP	�12 x 56				500
L117140				x		
L117010						2000
L117110				x		
L117018			�		x	2000
L117118				x		



Dibi D z, 0.5-1-2-2.5 mL Taksimatl 

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L114040	PP	�12 x 51				500
L114140				x		
L114010						2000
L114110				x		
L114048			�		x	2000
L114148				x		



Dibi Yuvarlak, Taksimatsız, Dudaksız

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	�zellik	Ambalaj / Adet
L117041	PP	�11.5 x 55	Mat	500
L117011	PS		�effaf	



  Gama Steril

Hacim 3 mL



Dibi Yuvarlak, RIA Uyumlu, 2 mL taksimatlı

Katalog No	Ürün Adı	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L118011	Test tüpü, PS	Ø11 x 70	500
L112430	Kapak, PE		

Renkli Tüpler, Plastik PS



Dibi Yuvarlak, Dudaksız

Katalog No	Renk	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Steril	Ambalaj / Adet
L110110	Natürel	20	Ø16 x 150		100
L110118	Natürel	15	Ø16 x 125	®	
L110210	Natürel	15	Ø16 x 125		

Test Tüpleri, Teflon



Dibi Yuvarlak, Teflon PFA

10 mL taksimatlı, vida kapaklı. Numune alma ve santrifüleme için idealdir.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Standart
L295075	15	Ø25 x 110	GL 25



Santrifüj Tüpü, Teflon PTFE

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Vida Kapak	Özellik
L290589	8	Ø12 x 100		Silindirik
L290590	18	Ø18 x 100		
L290591	13	Ø16 x 110		Konik
L290592	15	Ø18 x 120		
L290593	8	Ø12 x 105		Silindirik
L290594	18	Ø18 x 105		
L290595	13	Ø16 x 115	x	Konik
L290596	15	Ø18 x 125		

Test T pleri, Plastik PP, Mat*

Y ksek kimyasal direnli, otoklavlanabilir test t p . 120  C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.

Dibi Yuvarlak

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290320	7	�12 x 100	25
L290321	10	�16 x 100	
L290322	16	�18 x 100	
L290323	26	�24 x 90	
L290324	30	�20 x 100	
L290325	31	�24 x 95	
L290326	48	�30 x 100	
L290327	75	�35 x 100	
L290328	110	�40 x 120	
L290329	160	�45 x 120	
L290330	200	�50 x 120	



Dibi Konik

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290340	10	�16 x 108	25
L290341	16	�18 x 120	



Test T pleri, Plastik TPX, Őeffaf*

Y ksek kimyasal ve termal direnli, otoklavlanabilir test t p . 170  C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.

Dibi Yuvarlak

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290300	7	�12 x 100	25
L290301	10	�16 x 100	
L290302	16	�18 x 100	
L290303	26	�24 x 90	
L290304	30	�20 x 100	
L290305	31	�24 x 95	
L290306	48	�30 x 100	
L290307	75	�35 x 100	
L290308	110	�40 x 120	
L290309	160	�45 x 120	
L290310	200	�50 x 120	



Dibi Konik

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290335	10	�16 x 108	25
L290336	16	�18 x 120	



Santrifüj Tüpü, Plastik PP, Dibi Yuvarlak



Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Saydam
- Mükemmel kimyasal ve aşınma direnci
- Soğutmalı veya standart santrifüjleme için ekonomik seçim
- Düzgün duvar kalınlığı ve ekstra dayanım gücü
- Optimum performans için toplam kapasitenin %80'i doldurulmalıdır
- 50000xG Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır

Katalog No	Hacim (mL)
E542010	16
E542020	50

Santrifüj Tüpü, Plastik PC, Dibi Yuvarlak



Materyal: PC- Otoklavlanabilir

- Yüksek saydamlık sayesinde numunelerin görünmesi kolaylaşır
- Soğutmalı veya standart santrifüjleme için ekonomik seçim
- Düzgün duvar kalınlığı
- Optimum performans için toplam kapasitenin %80'i doldurulmalıdır
- 50000xG Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır

Katalog No	Hacim (mL)
E543010	16
E543020	50

Santrifüj Tüpü İçin Kapak, Plastik, Dibi Yuvarlak



Materyal: PP- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)
E540010	16
E540020	50

Santrifüj Tüpü, Plastik, Dibi Yuvarlak, Vida Kapaklı

Materyal: Tüp PP/Kapak PP- Otoklavlanabilir

- Soğutmalı veya standart santrifüjleme için ekonomik seçim
- Düzgün duvar kalınlığı
- Uygun performans için toplam kapasitenin %80'i doldurulmalıdır
- 50000xG Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır
- Biyoteknik materyallerle çalışmaya uygun
- Vidalı kapak ile sızdırmazlık sağlar



Katalog No	Hacim (mL)
E541020	10
E541030	30
E541040	50
E541050	70

Santrifüj Şişesi, Plastik

Materyal: Şişe PP/Kapak PP- Otoklavlanabilir

- Sert saydam gövde
- Mükemmel kimyasal direnç
- En iyi sonuç için toplam şişe kapasitesinin %80'i doldurulmalıdır
- Otoklavlanabilir



Katalog No	Hacim (mL)	Max RCF
E544010	250	27500
E544020	500	4800

Santrifüj Tüp Rakı, Plastik

Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Santrifüj tüpleri için kapaklı kutu
- Karton veya köpük raflara göre daha dayanıklı ve uygun bir alternatif
- Tüplerin karışmamasını sağlayan indekslenmiş ızgara yapısı
- Otoklavlanabilir



Katalog No	Hacim (mL)	Delik Sayısı	Ebat (mm)
E202090	15	6 x 6	145 x 145 x 130
E202100	50	4 x 4	

Radyoimmünesey Vialı, PP



Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Yarı saydam
- Düşük protein emiliminin çok önemli olduğu serolojik uygulamalarda kullanılır
- Tüpler oda sıcaklığında çoğu asitler, alkaliler ve çözücülerle kullanılır
- Amber vialler 270 ve 600 nm arasında %0 ışık geçirimine sahiptir

Katalog No	Çap x H (mm)	Renk
E850020	12 x 75	Natürel
E850070		Amber
E850060	12 x 40	Natürel
E850071		Amber

Radyoimmünesey Vialı, PS



Materyal: PS

- Şeffaf
- Koagülasyon ve bakteriyolojide kullanılır
- Tüpler oda sıcaklığında zayıf asitler ve bazlar ve inorganik çözücüler ile kullanılır
- Çeşitli uygulama alanlarında kullanım için idealdir

Katalog No	Çap x H (mm)	Renk
E850010	12 x 75	Natürel
E850050	12 x 40	

Radyoimmünesey Vialı Kapağı



Materyal: HDPE

Katalog No	Çap (mm)	Renk
E850003	12	Natürel
E850001		Amber
E850000		Mavi
E850002		Yeşil
E850004		Kırmızı
E850005		Beyaz
E850006	Sarı	