

Test Tüpleri, Cam

Dibi Yuvarlak, Taksimatsız



Soda Lime Cam


Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C370318	0.6	10 x 75	Düz	1000
C370323		12 x 75		500
C370334		12 x 100		
C370445	0.8	16 x 100		310
C370452		16 x 130		500
C370462		16 x 150		1000
C370479		16 x 160		500
C370584	1.0	18 x 180		100
C370696	1.2	25 x 200		63
C370734	0.6	12 x 100		100



Borosilicate Cam 5.1


Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C371123	0.6	12 x 75		1000
C371244	0.7	16 x 100		
C371262		16 x 150		

Santrifüj Tüpleri, Cam



Dibi Konik, Taksimatlı, Hacim 15 mL

Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Taksimat (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
C390022	1	16 / 17 x 112 / 113	0-15 : 0.1	Soda lime, dudaksız	100
C391002			-	Soda lime, dudaklı	
C391012			0-10 : 0.1, 15 mL işaretli		
C391022			0-15 : 0.1	Borosilicate	
C394022					



Kısa Form, Dibi Konik 30° açılı

Katalog No	Et Kalınlığı (mm)	Ø x Boy (mm)	Hacim (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
C390601	1.2	16 / 17 x 98	10	Borosilicate cam 3.3, dudaksız	100



Dibi Yuvarlak, Taksimatsız, Kalın Duvarlı

Katalog No	Ø x Boy (mm)	Hacim (mL)	Özellik	Ambalaj / Adet
C392111	16 x 100	12	Borosilicate cam 3.3, düz	100
C392141	34 x 100	50		10
C392181	40 x 115	80		

Kültür Tüpü, Cam



- Tüpler taşıma ve kültürlerin gelişimi için uygundur
-

Dibi düz, 3. hidrolitik sınıf soda lime camdan yapılmış.

Katalog No	Uzunluk x çap (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C387551	144.5 x 17.75	1.05	24	252
C387700	179.5 x 17.75		31	
C387400	112.5 x 16.1	0.05	15	299

Dibi düz, 1. hidrolitik sınıf borosilikat camdan yapılmış

Katalog No	Uzunluk x çap (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C387153	49.5 x 16.1	0.95	5	480

Dibi yuvarlak, 3. hidrolitik sınıf soda lime camdan yapılmış

Katalog No	Uzunluk x çap (mm)	Duvar Kalınlığı (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C374679	160 x 16.1	0.95	22	299

Kültür Tüpü Kapağı, Alüminyum

Katalog No	Özellik	Ambalaj / Adet
C660129	121 °C'de otoklavlanabilmektedir.	252

Kültür Tüpü, Cam, Siyah Vida Kapaklı



- Borosilikat cam 3.3
- Kimyasallara ve termal şoklara karşı dirençlidir
- 110 °C'ye kadar steril edilebilir
- Beyaz yazı alanı mevcuttur
- Taksimatsız
- Duvar kalınlığı: yaklaşık. 1.0-1.1 mm

Katalog No	Uzunluk x Çap (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C373737	100 x 13	8	100
C373752	125 x 16	16	
C373762	150 x 16	20	

Durham Tüpü, Cam



- Mikrobiyolojide mikroorganizmalar tarafından üretilen gazı tespit etmek için kullanılır
- Büyük test tüplerine ters olarak yerleştirilir
- Dibi yuvarlak
-

Katalog No	Uzunluk x Çap (mm)	Hacim (mL)	Ambalaj / Adet
C370400	35 x 6	0.5	250
C370401	25 x 7		
C370406	50 x 6	0.75	350

Test Tüpleri, Plastik

Santrifüj Tüpleri, PP, 15 - 50 mL SPINWIN™

- Tüpler, USP Class VI onaylı medikal sınıf polipropilen (PP) ve kapakları da yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeden üretilmiş olup, otoklavlanabilir özelliktedir
- Tüpler tek elle kolay açılıp kapanabilen vidalı ağız yapısına sahiptir.Kapağın sadece ¾ tur döndürülmesi ile tam sızdırmazlık ve ilave ¼ tur döndürülmesi ile de mükemmel kapanma sağlanmış olur
- Kalın ve sağlam tüp duvarı, üstün performans sağlar
- -80°C'de kriyojenik depolama için uygundur
- Etiketleme alanına sahiptir. Taksimatlandırma net bir şekilde okunabilir ve kimyasallara dayanıklıdır
- Tüpler 16000xg RCF 'ye kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklıdır
- Yeniden kapatılabilir kilit ağızlı poşet içerisinde ambalajlanmıştır
- Tüpler DNase, RNase ve pirojen free özellikte olup, ürünler bu durumu belgeleyen sertifika ile teslim edilir
- Amber renkli tüpler; sahip oldukları amber renk özelliği ile de ışığa duyarlı uygulamada kullanım için üretilmişlerdir.
- Etekli tüpler; sahip oldukları taban özelliği sayesinde tüp standlarına gerek duymadan tezgah üzerinde rahatlıkla dik şekilde durabilirler





Katalog No	Hacim (mL)	Ambalaj	Steril	Özellik	Ambalaj / Adet
E500031	15	Poşet		Şeffaf, konik tabanlı	25
E546021			x		
E500131		Rack			50
E546121			x		
E500041	50	Poşet			25
E546041			x		
E500141		Rack			
E546141			x		
E546011	15	Poşet		Amber Renkli, konik tabanlı	
E546051			x		
E546111		Rack			50
E546151			x		
E546031	50	Poşet			25
E546061			x		
E546131		Rack			
E546161			x		
E500043		Poşet		Şeffaf, etekli	
E546043			x		
E546046				etekli	
E546047			x		



Santrifüj Tüpleri, PS, Konik Tabanlı, 15 - 50 mL SPINWIN™

- Tüpler polistiren (PS) ve kapakları da yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeden üretilmiştir
- Tüpler 3000xg RCF 'ye kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklıdır

Katalog No	Hacim (mL)	Ambalaj	Steril	Özellik	Ambalaj / Adet
E546010	15	Poşet	x	Şeffaf,	50
E546110		Rack			

Test Tüpleri, Plastik

Falkon Tüpü, Plastik, Dibi Konik, Taksimatlı, Vida Kapaklı

Katalog No	Materyal	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Steril	Özellik	Ambalaj / Adet
L111547	PP	15	Ø17 x 120			125
L111548				R		
N402350				A		50
L116047	PP	50	Ø30 x 115			25
L116048				R		
N402388						



AGA Tipi Autochemist Uyumlu, Plastik PS, Dibi Konik

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112013	12	Ø16 x 110	250



İdrar Tüpü, Uriplast®

Sediment toplama hazneli, 2.5-5-10 mL taksimatlı.

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112410	Test tüpü, PS	12	Ø16 x 105	50
L114137	Kapak, PE		Ø16	



İdrar Tüpü


Geniş ağızlı, 1 mL'den 12 mL'ye kadar her 3 ml'de bir taksimatlı.

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L112017	Test tüpü, PS	12	Ø17 x 105	50
L113136			Ø17	



A R Gama Steril

Test Tüpleri, Plastik



Dibi Yuvarlak, Vida Kapaklı

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L118710	Test tüpü, PS	8	Ø13 x 100	100
L115710		5	Ø13 x 75	
L118733	Kapak, PE		Ø13	



Hacim 10 mL

Dibi Yuvarlak, 2.5-5-10 mL Taksimatlı

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L111040	PP	Ø16 x 100				250
L111140				x		
L111010						
L111110				x		
L111018			®		x	1800
L111118				x		100



Dibi Konik, 0.5-1-2.5-5-10 mL Taksimatlı

Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L112040	PP	Ø16 x 100				250
L112140				x		100
L112010						250
L112110				x		100
L112018			®		x	
L112118				x		

Hacim 8 mL

Dibi Yuvarlak, 2.5-5 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Etiket	Ambalaj / Adet
L119040	PP	Ø16 x 75		250
L119140			x	
L119010				

Hacim 5 mL

Dibi Yuvarlak, 0.5-2.5-5 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L113040	PP	Ø12 x 92				600
L113140				x		
L113010						
L113110				x		
L113018			®		x	100
L113118				x		250

® Gama Steril

Test Tüpleri, Plastik

Hacim 5 mL

Dibi Yuvarlak, Taksimatsız



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
L110440	PP	Ø12 x 75	Dudaklı	500
L110441				
L110411			Dudaksız	
L110412				250

Dibi Düz, 1-2.5-5 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L115040	PP	Ø16 x 60				300
L115010						
L115110				x		
L115048	PP		®		x	250
L115148				x		

Hacim 3 mL

Dibi Yuvarlak, 0.5-1-2-3 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L117040	PP	Ø12 x 56				500
L117140				x		
L117010						
L117110				x		
L117018			®		x	2000
L117118				x		

Dibi Düz, 0.5-1-2-2.5 mL Taksimatlı



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Steril	Etiket	Kapak	Ambalaj / Adet
L114040	PP	Ø12 x 51				500
L114140				x		
L114010						
L114110				x		
L114048			®		x	2000
L114148				x		

Dibi Yuvarlak, Taksimatsız, Dudaksız



Katalog No	Materyal	Ebat (mm)	Özellik	Ambalaj / Adet
L117041	PP	Ø11.5 x 55	Mat	500
L117011	PS		Şeffaf	

® Gama Steril

Hacim 3 mL



Dibi Yuvarlak, RIA Uyumlu, 2 mL taksimatlı

Katalog No	Ürün Adı	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L118011	Test tüpü, PS	Ø11 x 70	500
L112430	Kapak, PE		

Renkli Tüpler, Plastik PS



Dibi Yuvarlak, Dudaksız

Katalog No	Renk	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Steril	Ambalaj / Adet
L110110	Natürel	20	Ø16 x 150		100
L110118				®	
L110210	Natürel	15	Ø16 x 125		

Test Tüpleri, Teflon



Dibi Yuvarlak, Teflon PFA

10 mL taksimatlı, vida kapaklı. Numune alma ve santrifüjleme için idealdir.

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Standart
L295075	15	Ø25 x 110	GL 25



Santrifüj Tüpü, Teflon PTFE

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Vida Kapak	Özellik
L290589	8	Ø12 x 100		Silindirik
L290590	18	Ø18 x 100		
L290591	13	Ø16 x 110		Konik
L290592	15	Ø18 x 120		
L290593	8	Ø12 x 105	x	Silindirik
L290594	18	Ø18 x 105		
L290595	13	Ø16 x 115		Konik
L290596	15	Ø18 x 125		

® Gama Steril

Test Tüpleri, Plastik PP, Mat*

Yüksek kimyasal dirençli, otoklavlanabilir test tüpü. 120 °C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.



Dibi Yuvarlak

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290320	7	Ø12 x 100	
L290321	10	Ø16 x 100	
L290322	16	Ø18 x 100	
L290323	26	Ø24 x 90	
L290324	30	Ø20 x 100	
L290325	31	Ø24 x 95	25
L290326	48	Ø30 x 100	
L290327	75	Ø35 x 100	
L290328	110	Ø40 x 120	
L290329	160	Ø45 x 120	
L290330	200	Ø50 x 120	

Dibi Konik



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290340	10	Ø16 x 108	25
L290341	16	Ø18 x 120	

Test Tüpleri, Plastik TPX, Şeffaf*

Yüksek kimyasal ve termal dirençli, otoklavlanabilir test tüpü. 170 °C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.

Dibi Yuvarlak



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290300	7	Ø12 x 100	
L290301	10	Ø16 x 100	
L290302	16	Ø18 x 100	
L290303	26	Ø24 x 90	
L290304	30	Ø20 x 100	
L290305	31	Ø24 x 95	25
L290306	48	Ø30 x 100	
L290307	75	Ø35 x 100	
L290308	110	Ø40 x 120	
L290309	160	Ø45 x 120	
L290310	200	Ø50 x 120	

Dibi Konik



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
L290335	10	Ø16 x 108	25
L290336	16	Ø18 x 120	

Santrifüj Tüpü, Plastik PP, Dibi Yuvarlak



Materyal: PP- Otoklavlanabilir
- Saydam
- Mükemmel kimyasal ve aşınma direnci
- Soğutmalı veya standart santrifüjleme için ekonomik seçim
- Düzgün duvar kalınlığı ve ekstra dayanım gücü
- Optimum performans için toplam kapasitenin %80'i doldurulmalıdır
- 50000xG Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır

Katalog No	Hacim (mL)
E542010	16
E542020	50

Santrifüj Tüpü, Plastik PC, Dibi Yuvarlak



Materyal: PC- Otoklavlanabilir
- Yüksek saydamlık sayesinde numunelerin görünmesi kolaylaşır
- Soğutmalı veya standart santrifüjleme için ekonomik seçim
- Düzgün duvar kalınlığı
- Optimum performans için toplam kapasitenin %80'i doldurulmalıdır
- 50000xG Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır

Katalog No	Hacim (mL)
E543010	16
E543020	50

Santrifüj Tüpü İçin Kapak, Plastik, Dibi Yuvarlak



Materyal: PP- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)
E540010	16
E540020	50

Santrifüj Tüpü, Plastik, Dibi Yuvarlak, Vida Kapaklı



Materyal: Tüp PP/Kapak PP- Otoklavlanabilir
- Soğutmalı veya standart santrifüjleme için ekonomik seçim
- Düzgün duvar kalınlığı
- Uygun performans için toplam kapasitenin %80'i doldurulmalıdır
- 50000xG Santrifüj kuvvetine dayanıklıdır
- Biyotehlikeli materyallerle çalışmaya uygun
- Vidalı kapak ile sızdırmazlık sağlar

Katalog No	Hacim (mL)
E541020	10
E541030	30
E541040	50
E541050	70

Santrifüj Şişesi, Plastik



Materyal: Şişe PP/Kapak PP- Otoklavlanabilir
- Sert saydam gövde
- Mükemmel kimyasal direnç
- En iyi sonuç için toplam şişe kapasitesinin %80'i doldurulmalıdır
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)	Max RCF
E544010	250	27500
E544020	500	4800

Santrifüj Tüp Rakı, Plastik



Materyal:PP- Otoklavlanabilir
- Santrifüj tüpleri için kapaklı kutu
- Karton veya köpük raflara göre daha dayanıklı ve uygun bir alternatif
- Tüplerin karışmamasını sağlayan indekslenmiş ızgara yapısı
- Otoklavlanabilir

Katalog No	Hacim (mL)	Delik Sayısı	Ebat (mm)
E202090	15	6 x 6	145 x 145 x 130
E202100	50	4 x 4	

Radyoimmünessey Viali, PP



Materyal: PP- Otoklavlanabilir

- Yarı saydam
- Düşük protein emiliminin çok önemli olduğu serolojik uygulamalarda kullanılır
- Tüpler oda sıcaklığında çoğu asitler, alkaliler ve çözücülerle kullanılır
- Amber vialler 270 ve 600 nm arasında %0 ışık geçirimine sahiptir

Katalog No	Çap x H (mm)	Renk
E850020	12 x 75	Natürel
E850070		Amber
E850060	12 x 40	Natürel
E850071		Amber

Radyoimmünessey Viali, PS



Materyal: PS

- Şeffaf
- Koagülasyon ve bakteriyolojide kullanılır
- Tüpler oda sıcaklığında zayıf asitler ve bazlar ve inorganik çözücüler ile kullanılır
- Çeşitli uygulama alanlarında kullanım için idealdir

Katalog No	Çap x H (mm)	Renk
E850010	12 x 75	Natürel
E850050	12 x 40	

Radyoimmünessey Viali Kapağı



Materyal: HDPE

Katalog No	Çap (mm)	Renk
E850003	12	Natürel
E850001		Amber
E850000		Mavi
E850002		Yeşil
E850004		Kırmızı
E850005		Beyaz
E850006		Sarı